

导尿管全套检测设备多少钱 导尿管全套检测设备 济南寰正科技

产品名称	导尿管全套检测设备多少钱 导尿管全套检测设备 济南寰正科技
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

为了防止尿路的感染，我们要进行对于留置导尿管护理，那么，究竟要如何护理留置导尿管的病人，留置尿管的护理要点是怎么样的呢？下面就由寰正科技的小编为大家讲一讲吧。

留置尿管的护理要点

1. 留置尿管期间，要妥善固定尿管及尿袋，尿袋的高度不能高于膀胱，及时排放尿液，长期留置尿管的患者要指导进行膀胱功能训练。
2. 根据患者病情，鼓励患者摄入适当的液体，定期更换尿管及尿袋，做好尿道口护理，每天擦洗尿道口2次，防止尿路的感染。
3. 对留置尿管的患者进行会阴护理，尿道口清洁，保持尿管通畅，观察引流尿液的量、颜色、性状透明度、气味等，导尿管全套检测设备费用，并注意倾听患者主诉。
4. 拔管后根据病情，导尿管全套检测设备出售，鼓励患者多饮水，2~3L/天，进清淡易消化饮食，观察患者自主排尿及尿液情况，有排尿困难及时处理。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内知名企业，并多次参与过国家标准论证。曾参与过的标准论证如下：导尿管YY0325、血管内导管YY0285、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314、YY0332-2011植入式给药装置等。自创建以来，我们始终以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，导尿管全套检测设备公司，提高企业实力。

男性导尿管使用方法

1.1、以右手拿导尿管前端的蓝色塞子，将导尿管取出。

1.2、用无菌润滑剂，润滑导尿管前端。男病人约3-4寸(7.5-10公分)。

1.3、以口咬着蓝色塞子然后取镊子夹住尿管的前端，顺着尿道缓缓的将导尿管放入至导尿管几乎全放入，男病人插入长度约3-4寸(7.5-10公分)。

1.4、以左手固定并压住导尿管，预防导尿管滑脱及尿液流出，先取盛尿的容器置尿管口下，再以右手打开蓝色塞子，使尿液流出，配合压膀胱，将尿导干净。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内知名企业，并多次参与过国家标准论证。运用科技成果，导尿管全套检测设备公司，提高企业实力。下面就由小编为大家讲一讲怎么样处理导尿管遇到的问题。

无法抽空气囊，拔不出？可能是气囊通道的橡胶材质老化，管腔发生塌陷导致的。

这种情况的阻塞多位于Y字形分叉处，在处理时可以在牢固近端尿管的基础上，导尿管全套检测设备多少钱，靠近尿道外口处，剪断导尿管，导尿管全套检测设备，从而能够将阻塞的部位剪掉，使气囊内的液体能够顺利排出，再将导尿管轻轻拔除。

导尿管全套检测设备多少钱-导尿管全套检测设备-济南寰正科技由济南寰正科技发展有限公司提供。导尿管全套检测设备多少钱-导尿管全套检测设备-济南寰正科技是济南寰正科技发展有限公司（www.jnhzkej.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张宗红。