

# 体格大师/人体成分检视仪/脂肪管理专家

产品名称	体格大师/人体成分检视仪/脂肪管理专家
公司名称	上海顶鑫礼品有限公司
价格	1338.00/件
规格参数	品牌:顶鑫
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层D区2306室（注册地址）
联系电话	86 21 61732138/51620378 13391402688

## 产品详情

品牌 顶鑫

“体格大师”是一款个人型的利用bia技术测量人体体内成分（包括体脂率、内脏脂肪、骨骼肌、体水分、骨矿、基础代谢等）含量的精密测量仪器。

生物电阻抗技术简称为bia（bioelectrical impedance analysis），是指利用人体内血液、肌肉等组织具有良好的导电性，而脂肪几乎不导电的原理，以极其微弱、对人体无害的微弱电流通过人体，通过精密测量手段得到人体的电阻抗值，从而得到人体内生物组织信息的一种非侵入式生物检测技术，该技术已在全球临床医学领域广泛应用。体格大师独有分段测量、高运算速度，可与专业医疗仪器媲美的测量精度，精巧别致的便携式设计，使一般人也可以进行神秘的身体成分测量，掌握自己的身体健康密码，为自己和家人的健康保驾护航。

### 五段式测量，更精确科学

体格大师利用生物电阻抗技术对人体进行五段多次测量（左右上肢、左右下肢、躯干）避免了因人体形状、体质体况、测量时间不同而导致的测量误差，从而实现了可与专业医疗器械媲美的测量精度。与日韩进口专业人体成分分析仪相比，数据相似度达到95%，与医院ct脂肪扫描结果相比，相似度可达93%（10岁以上）。

### 快速检测，使用方便

一次身体成分检测只需10秒钟即可完成，新机器全程操作不超1分钟，老用户使用不到20秒即可完成全部检测操作。单人操作，个人隐私更安全。

### 数据库功能

可存储长达180天的数据；翻阅历史数据，自动计算差值，使用者彻底摆脱手忙脚乱记录结果的窘境，而

数据库功能的更大意义则是为使用者提供了一个永远忠诚的健康助手。

### 自主控制阅读

各项专用阅读键由使用者决定显示内容，无须等待，使用者可将成分数据更实际地应用于身体状态分析。

### 自主关机与节电关机

使用者可手动关机，机器检测到面板长时间无操作时会自动关机，以节约电源。

### 卓越的产品品质，准专业化的性能表现

本产品性能上采用专业人体成分分析仪的生产标准，在制造工艺及材料设计方面更是追求高端定位，务求牢固如磐的品质和发毫毕现的测量性能。

### 人体工学设计尽显人性关怀

宽阔的脚踏主体，稳固而舒适，全无侧翻之虞；薄而美观的外型设计，不失时尚曲线；伸脚即可的开关设计，小细节体现大关怀。全机重量不到2.5kg，便于携带，随心收纳。