

结核病实验室恒温箱

产品名称	结核病实验室恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联结核病实验室恒温箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

目的评估交叉引物恒温扩增（cross priming amplification, CPA）检测技术在肺结核早期临床诊断中的应用价值。方法以2016年1-10月广东省佛山市和江门市及辖7个县（区）级结核病防治（简称“结防”）就诊的初诊疑似肺结核患者为研究对象，共纳入患者6507例；有患者均进行了胸部影像学检查并送检痰标本进行涂片镜检，固体培养和CPA检测，培养阳性菌株进行菌种鉴定，项目点临床医生结合实验室和临床检查结果对纳入患者进行初诊诊断，临床对初诊临床诊断结果进行现场复核。分析项目地区确诊活动性肺结核患者中病原学阳性患者占比例，并与复核后的临床诊断结果进行比较，分析涂片镜检，固体培养和CPA诊断肺结核的敏感度及特异度。

结核病实验室恒温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联结核病实验室恒温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司（Fuyilian）企业技术力量雄厚，拥有一批高素质的科研管理人才。机械、电子电器等技术工种齐全，检测设备，一系列高、精、尖产品已远销欧美、南非等地区，各地均有销售。福意联将以的技术，精益求精的产品质量及完善的为的宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。

福意联公司自成立以来坚决以精美的结核病实验室恒温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、 2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。

结核病实验室恒温箱推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

结核病实验室恒温箱特点：柜体材料：优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）保温材料：密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度完善的报警功能：温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

结核病实验室恒温箱

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

目的探讨交叉引发扩增（CPA）检测在肺结核（PTB）早期临床诊断中的应用价值。2016年1月至2016年10月，在广东省佛山市和江门市参加了7个TB药房的结核病疑似病人入组，共纳入6507名疑似PTB患者。有招募的患者均完成胸部X线检查，并提供痰液样本进行涂片镜检，固体培养和CPA检测，并对培养阳性菌株进行物种鉴定。临床医生结合实验室和临床检查结果进行诊断，临床对现场初步临床诊断进行了综述。分析了活动性PTB中致病阳性患者的比例。与回顾的临床诊断结果进行比较，分析涂片镜检，固体培养和CPA的敏感性和特异性。涂片镜检，固体培养和CPA的阳性率分别为18.2%（1187/6507），25.0%（1629/6507）和23.9%（1555/6507）。在3199名临床诊断为PTB活动的患者中，涂片联合培养的阳性检出率为48.5%（1550/3199），涂片阳性率与CPA的阳性率为47.9%（1531/3199），涂片结合培养阳性率为每次转化费用为54.4%（1740/3199）。与作为的临床诊断结果相比，涂片显微镜检查，固体培养和CPA检测对结核病检测的敏感性分别为35.0%（1120/3199），46.4%（1485/3199）和44.6%（1428/3199），特异性

分别为98.0% (3241/3308) , 95.7% (3164/3308) 和96.2% (3181/3308) 。县 (区) 级结核病药房可以应用CPA检测对疑似PTB患者进行快速诊断。多种诊断技术的组合可以显著提高活动性TB患者的病原体阳性率。