

导尿管全套检测设备 寰正科技

产品名称	导尿管全套检测设备 寰正科技
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内知名企业，并多次参与过国家标准论证，本着“创新、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计更可靠的产品，提升产品品质，在医疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

留置尿管病人的护理

尿管的更换：

定期更换导尿管，尿管的更换频率通常根据导尿管的材质决定，一般为1至4周更换一次。

留置尿管期间，如病情允许应鼓励病人每日摄入水分在2000ml（包括口服和静脉输液等），达到冲洗尿管的目的。

尿管的更换：

定期更换导尿管，尿管的更换频率通常根据导尿管的材质决定，一般为1至4周更换一次。

大家知道吗？导尿管相关尿路的感染主要是指患者留置导尿管后，或者拔除导尿管48小时内发生的泌尿系统感染。下面就由寰正科技的小编为大家简单地讲解一下吧。

病原学诊断:在临床诊断的基础上，符合以下条件之一:

(一)清洁中段尿或者导尿留取尿液(非留置导尿)培养革兰阳性球菌菌落数 10^5 cfu/ml，革兰阴性杆菌菌落数 10^4 cfu/ml。

(二)耻骨联合上膀胱穿刺留取尿液培养的细菌菌落数 10^4 cfu/ml。

导尿管置入与维护方面的危险因素主要包括:导尿管留置时间、导尿管置入方法、导尿管护理质量和抗菌药物临床使用等。导尿管相关尿路的感染方式主要为逆行性感染。医疗机构和医务人员应当针对危险因素，加强导尿管相关尿路的感染的预防与控制工作。

导尿管是临床中最常用的处置措施之一，多数情况下护士都能够正确、顺利的完成；医师和医护人员经过多年的实践经验，在本文谨就几个临床遇到的特殊、偶见情况，下面就由寰正科技为大家讲一讲吧。

包皮嵌顿

部分需行导尿的男性患者，由于患者的包皮口过于狭小，导尿管全套检测设备多少钱，导尿时往往被推到冠状沟处，而导尿后如果不能及时复位，导尿管全套检测设备出售，会导致嵌顿，导尿管全套检测设备销售，龟头充血肿大、疼痛紫暗，导尿管全套检测设备，或包皮嵌顿远端水肿（系带处多见）。解决方案：导尿完成后，医护人员应立即将包皮手法复位（实施的过程中应该注意避免假性复位，即嵌顿环仍位于冠状沟以上，近端包皮重叠覆盖龟头），如果实施不成功应及时的告知医师，即刻进行手术处理；并且建议患者选择好日期到泌尿外科进行包皮环切术。

导尿管全套检测设备-寰正科技(推荐商家)由济南寰正科技发展有限公司提供。导尿管全套检测设备-寰正科技(推荐商家)是济南寰正科技发展有限公司（www.jnhzkeji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张宗红。