济南寰正科技发展公司 生产导尿管全套检测设备

产品名称	济南寰正科技发展公司 生产导尿管全套检测设备
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

在病床上面不方便的时候,一般会使用导尿管了帮助病人解决生理问题,那么,大家知道吗?导尿管更换周期要多久才合适呢?要注意什么呢?下面就由寰正科技的小编为大家讲一讲吧。

根据导尿管材质决定更换时间

不同材质的导尿管更换时间不同。

橡胶导尿管每周更换一次;

乳胶导尿管每两周更换一次:

硅胶导尿管每月更换一次。

长期留置导尿管宜定期更换,导尿管全套检测设备型号,普通导尿管7d-10d更换,特殊类型导尿管按说明书更换。

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》推荐长期留置导尿管宜定期更换,普通导尿管7d~10d更换,特殊类型导尿管按说明书要求更换。

此推荐建议基于当时临床实践研究的循证证据所制定,导尿管全套检测设备,研究发现留置导尿7d以上者医院泌尿系感染的发生危险明显增加。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医了器械检测设备的国内知名企业,并多次参与过国家标准论证,曾参与过的标准论证如下:输注泵YY0451、YY0332-2011植入式给药装置等。本着"创新、品质、服务"的经营理念,公司不断开发设计更可靠的产品,提升产品品质,导尿管全套检测设备公司,在医了器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

导尿管全套检测设备

感染预防要点折叠管理要求:

- 1.医1疗机构应当健全规章制度,制定并落实预防与控制导尿管相关尿路的感染的工作规范和操作规程, 明确相关部门和人员职责。
- 2.医务人员应当接受关于无菌技术、导尿操作、留置导尿管的维护以及导尿管相关尿路的感染预防的培训和教育,熟练掌握相关操作规程。
- 3.医务人员应当评估患者发生导尿管相关尿路的感染的危险因素,实施预防和控制导尿管相关尿路的感染的工作措施。
- 4.医1疗机构应当逐步开展导尿管相关尿路的感染的目标性监测,持续改进,有效降低感染率。

病人有时候,生产导尿管全套检测设备,躺在床上,不能够增加单独行动。我们一般会使用导尿管帮助 我们解决生理问题。下面就由寰正科技为大家讲一讲患者在导尿的过程中应注意的问题,总结如下。

导尿管的润滑问题

现在使用的导尿管有带润滑涂层的,如超滑导尿管涂有PVP涂层(聚乙烯基吡咯烷酮),具有亲水性,不应该再用油剂润滑液,否则会使导致尿管表面粘滞不爽,导致置管困难;如果遇到这种情况可以直接用注射的用水或生理盐水湿润导尿管表面,因为水或者生理盐水能起到滑润作用;无润滑涂层的则应用无菌润滑油或消毒用碘伏滑润导尿管表面,以利于置管,而以碘伏为好。

济南寰正科技发展公司-生产导尿管全套检测设备由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展公司-生产导尿管全套检测设备是济南寰正科技发展有限公司(www.jnhzkeji.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张宗红。