

大龙移液器 柳州市移液器 原装微量移液器

产品名称	大龙移液器 柳州市移液器 原装微量移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

如何选择移液器之推出器的选择之三优X秀的推出器应该是怎样的？

如何选择移液器之推出器的选择之三优X秀的推出器应该是怎样的？

如果你了解了有关推出器的前面的介绍，因该清楚了一个优X秀的推出器应该具备什么样的特点！对的，一个优X秀的推出器，其推出杆的长短、定位必须准确可靠，能够使用绝大多数的吸头的使用，不应该存在因为推出器过长导致吸头无法安装到位，也不应该存在因为推出杆过短导致吸头无法彻底推出。同时，一个优X秀的推出器其推出杆与推出按钮之间的连接应牢固、可靠，不应存在晃动或空行程，推出杆应该设计有引导轨道，上下移动时应能保持沿轴线运动！

STARLAB. 德国制造. 电动移液器介绍：

德国STARLAB旗下ErgoOne电子移液器由微处理器控制，采用大容量锂聚合物电池，百得移液器，超轻的自重以及人体工学设计的挂钩及操作按钮等，更适合于长时间的移液操作。

一、产品主要特点：

1、人体工学设计的重力适应高度可调挂钩，柳州市移液器，在操作中能够非常容易地调节高度以获得最舒适的操作状态，即使长时间操作也不会有特别不适感；

调节量程

在调节量程时，应将STARLAB移液器的容量操作按钮向上拉起，听到咔哒声，大龙移液器，

这时便可以调节，调节完成后，再将按钮压下，听到咔哒声后容量锁定，此时无论如何旋转，容量都不会改变！这就是STARLAB的容量锁定功能！如果要从大体积调为小体积，则按照正常的调节方法，逆时针旋转旋钮即可；但如果要从小体积调为大体积时，则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度，再回调至设定体积，这样可以保证量取的最X高精X确度。在该过程中，千万不要将按钮旋出量程，否则会卡住内部机械装置而损坏了移液器。

大龙移液器-柳州市移液器-原装微量移液器(查看)由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司（www.xsappar.com）是一家从事“移液器,离心机,PCR多孔板,调温混匀仪,PCR超净台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“胥硕仪器, STARLAB”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使胥硕仪器在实验仪器装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！