

# COD快速测定仪

产品名称	COD快速测定仪
公司名称	广州万慕仪器有限公司
价格	13000.00/1
规格参数	万慕仪器:出厂工作曲线回复图 GM223:测定仪与消解仪分开稳定 佛山禅城张槎:可连接电脑
公司地址	佛山市禅城区张槎一路华南生命科学园
联系电话	18125756844

## 产品详情

产品型号：GM-223

生产厂家：万慕仪器

该产品是利用密封催化消解，然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的COD（mg/L）值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门；

1. 测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。
2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

3. 消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。
4. 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。
5. 可各保存标准曲线10条及999个测定值，断电不丢失。
6. LCD大屏液晶显示，操作方便直观。
7. 具有出厂工作曲线恢复功能。
8. 具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
9. USB接口，可连接电脑

u 测量范围：（5～2000）mg/L（超量程可稀释后测定）

u 示值误差： ±5 %

u 重复性： 3%

u 抗氯干扰： 2000mg/L

u 温控系统：室温 ~ 180 可设定，消解温度为165

u 控温精度：±0.5

u 消解时间：15min

u 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

u 批处理量：16个水样

u 环境温度:5 ~ 40

u 相对湿度: 85%

u 外形尺寸：340mm × 250mm × 130mm 消解仪216mm × 320mm × 146mm

u 重量：主机4kg 消解仪重6kg 功耗：主机<10W, 消解器 < 500W

u 供电电源: AC(220 ± 22)V ; ( 50 ± 0.5 ) Hz