

医用保温柜FYL-YS-230L外形尺寸595 × 590 × 1215

产品名称	医用保温柜FYL-YS-230L外形尺寸595 × 590 × 1215
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用保温柜FYL-YS-230L【外形尺寸】595 × 590 × 1215 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用保温柜FYL-YS-230L外形尺寸595 × 590 × 1215由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

多年来，福意联企业不断开拓**，竞争拼搏，本着”精心制造、质量靠前、诚心服务、销售、重守合同，送货快捷“的宗旨，赢得了广大消费者的认可，产品各地。诚实守信、共赢进取是每个福意联人的精神基石，我们热诚期盼与各企事业单位合作俱进，共创。我们的产品不仅在国内享有很高的声誉，受到用户的好评，在市场也占有的份额。

福意联公司自成立以来坚决以精美的医用保温柜FYL-YS-230L【外形尺寸】595 × 590 × 1215产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根

据机型选配)

医用保温柜FYL-YS-230L【外形尺寸】595×590×1215推荐参数：

【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】230L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595×590×1215mm

【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a (43g)

【额定输入电流】0.8A

A、容量规格为230L；

B、搁架层数；3层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：

G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有安全锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本、2、保修卡1张、3、合格1张、4、搁架3个、5、钥匙1把

医用保温柜FYL-YS-230L【外形尺寸】595×590×1215特点：箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗*和调节搁板间隔度。箱内设有日光灯照明。精度电脑温度控制系统，箱体内置温度传感器。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。自动温度控制，在2——48 范围内任意设定，温度显示精度1 。采用无氟制冷剂，效压缩机，静音。风冷式效冷凝器，翅片式恒温箱，制冷迅速。不锈钢箱体，大屏幕数码显示。使用三层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。箱内照明系统使箱体内部一目了然。不锈钢轧花内胆可调整搁架，且易于清洁。微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在4 -38 ，2-48 波动范围小。

医用保温柜FYL-YS-230L【外形尺寸】595×590×1215

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

层流手术室净化公司浅谈层流洁净手术室，层流洁净手术室、层流洁净病房要求：

空气cfu/m³： 10

物体表面cfu/cm³： 5

医护人员手cfu/cm³： 5

随着现代条件、环境及医疗质量的不断改善与提高，层流设备渐已装备、应用于手术室。下面就层流手术室使用情况及体会作一简要的介绍。

1 层流手术室-洁净舒适的工作环境

层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制，达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温、湿度，创造一个洁净舒适的手术空间环境。

层流手术室不仅要求高度洁净的空气（进入手术室的空气先须经高效过滤器净化），而且要求能控制气流的流通方向（即采用层流超净装置），使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒（尘粒）和细菌；层流是一股细小、薄层的气流，以均匀的流速向同一方向输送；净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式（Supply air iling for operating theatre）高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面，气流水平吹送，回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。

层流手术室是一个“正压”环境，其空气压力根据其不同区域（如手术间、准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等）洁净度不同要求而不同。

不同级别的层流手术室其空气洁净度不同，例如联邦100级层流手术室的为每立方尺空气中 0.5 μ m的尘粒数， 100颗或每升空气中 3.5颗。1000级为每立方尺空气中 0.5 μ m的尘粒数， 1000颗或每升空气中 35颗。依次类推。

不同级别的层流系统，其控制空间环境中的空气置换率也不同，洁净度级别越高，置换率越快，反之亦然。

层流手术室墙壁应用具有抑菌的特殊涂料粉刷，光线明亮，色彩柔和且不须用水清洁冲洗。