

全自动环氧乙烷灭菌柜 医用器械低温EO气体消毒设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 全自动环氧乙烷灭菌柜 医用器械低温EO气体消毒设备 |
| 公司名称 | 河南爱慈达医疗器械销售有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三强 灭菌温度:50 ± 5 型号:SQ-H |
| 公司地址 | 河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南 |
| 联系电话 | 15333721997 |

产品详情

全自动环氧乙烷灭菌柜 医用器械低温EO气体消毒设备

不管是医院、诊所、生物实验室等地，为了避免细菌等引起的一系列变化，通常会给所使用的器械或是工具进行消毒处理，环氧乙烷消毒柜是经常使用的医用消毒设备，那么它的消毒能力怎么样呢？

环氧乙烷气体杀菌力强、杀菌谱广，可杀灭各种微生物包括细菌芽孢，属消毒剂。多数不宜用一般方法消毒的物品均可用环氧乙烷消毒和低温等离子消毒。环氧乙烷是目前主要的低温消毒方法之一。

环氧乙烷气体穿透力强，可对包装好的物品进行消毒。

环氧乙烷几乎可用于所有医疗用品的消毒，但不适于食品、液体、油脂类、滑石粉和动物饲料等的消毒。

适合于环氧乙烷消毒的包装材料有纸、复合透析纸、布、无纺布、通气型硬质容器、聚乙烯等。不能用于环氧乙烷消毒的包装材料有金属箔、聚氯乙烯、玻璃纸。改变包装材料应作验证，以保证被消毒物品准确的可靠性。

环氧乙烷灭菌器的灭菌方式很特别，它灭菌效果，赢得了大家的认可，所使用的灭菌方式，主要应用于对那些不宜用其他方法灭菌的、热敏感的产品或部件。在制药行业中常用于无菌生产的部件和用品的灭菌，也用于给药器械的灭菌，例如：环氧乙烷灭菌用于某些物品的无菌制造工艺，如塑料瓶或管、橡胶塞、塑料塞和盖。环氧乙烷灭菌用于有包装的成品。这些产品主要是塑料或橡胶的给药器械。环氧乙烷灭菌也用于工艺设备，如在制造区内所使用的冻干机。含氯的物品及能吸附环氧乙烷的物品则不宜使用本法灭菌。常见的环氧乙烷灭菌工艺采用真空过程(低于1atm)，一般可采用100%纯环氧乙烷或含40%~90%环氧乙烷的混合气体(例如：与二氧化碳或氮气混合)。当采用正压过程时，采用8%~20%的环氧乙

烷与二氧化碳气体混合使用。产品在充有灭菌气体的受压腔室内进行灭菌处理。

规格：23L、80L、120L、190L、360L、460L、600L、800L、1立方、2立方、3立方、4立方、5立方、6立方

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢