

快速解决痔疮神器：一次性肛肠吻合器

产品名称	快速解决痔疮神器：一次性肛肠吻合器
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品品牌:芸医疗 产品型号:YDZ32 YDZ34 产品发货地:江苏无锡
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

产品详情

产品概述：

一次性肛肠吻合器主要用于齿状线上黏膜选择性切除，近几年发现，部分病人的内痔，是出口梗阻性便秘综合症的合并症状。国内外肛肠外科医生利用管型痔吻合器进行“吻合器经肛门直肠下端切除吻合术”，也称作为STARR手术。医生经过临床诊断和手术适应症的判断，STARR手术可以治疗出口梗阻综合症的原发病变比如直肠前突、直肠内套叠、直肠黏膜脱垂等直肠下段病理改变，达到比较理想的临床疗效，既解决了便秘又治疗了内痔。

产品特性：

- 1、最大的钉仓内容积：更低的组织止退环，能容纳更多的被切除组织。
- 2、更多的钛钉：更多的缝钉数设计（32）枚，止血效果优异
- 3、辅件：全套的PPH手术附件，使手术能方便进行。
- 4、手柄：指形活动手柄，握持到位，单手击发更容易。
- 5、指示视窗：组织压缩厚度可调，具有宽泛的（1.5-0.75mm）缝钉成型高度。
- 6、安全锁：具有保险到位自动启开功能，无需操作人员手动启开保险块，保险自动启开时，视窗指示针同步进入绿色安全击发区，此时，医生根据病员的组织厚薄仍可进行微调，调整吻合钉关闭高度。

产品优势：

1、灵活性

成型前缝钉钉腿长4.2毫米，可以满足PPH手术和STARR手缝合直肠黏膜或直肠全层组织的需要

放大的指示窗，可以精确调节缝合组织的压迫程度

根据缝合组织厚度，准确调节缝钉成型高度

根据临床情况，可以选择外径30、32、34或36毫米的器械

2、可靠性

不可拆卸的钉砧头，防止脱落滑入肠腔

切割垫刀圈，击发时给予清晰的触觉和听觉反馈

精确控制组织受压程度，防止组织被过分碾压发生压榨损伤

附件透明，有刻度，给予清晰的操作指示

保险装置，只有指示针到达绿色窗口，才能击发，防止误击发

拥有32颗缝钉，缝合更严密，止血更好

切刀与钉仓一体塑型，切闭效果均衡

整体中心杆设计，更安全可靠

3、有效性

组织止退环最低设计，荷包牵拉组织进入钉仓容腔更深，切割组织更多，STARR手术效果更好

钉仓更长，钉仓容腔体积更大，容纳组织更多

钉仓口内缘钝圆化处理，拖拽组织时更滑顺，不会因毛刺损伤组织

高强度联体中心杆设计，确保平行关闭，保证所有缝钉成型一致，更好的缝合和止血