

大型低温环氧乙烷灭菌器 医疗器械EO气体消毒柜

产品名称	大型低温环氧乙烷灭菌器 医疗器械EO气体消毒柜
公司名称	河南爱慈达医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	灭菌温度:50 ±5 型号:SQ-H 品牌:三强
公司地址	河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南
联系电话	15333721997

产品详情

大型低温环氧乙烷灭菌器 医疗器械EO气体消毒柜

真空时速	25分钟抽至-60kpa
消毒室材质	304防腐型不锈钢
标准消毒时间(分钟)	0-99小时可调
消毒温度()	50 ±3
选用气体	纯环氧乙烷气体
电源连接	380V/50Hz
外箱材质	碳钢(厚1.8mm)烤塑粉
消毒时湿度	45%-75%
工作压力	-60kpa
环氧乙烷消毒浓度	1g/L

【空气替换】自动化换气，换气次数与间隔时间可自由设定【全自动控制系统】一键式启动至结束，全

过程自动完成带打印记录【显示状态】显示温度、湿度、压力、消毒时间、残气处理时间、次数【打印机】对全过程进行消毒信息记录打印，以备查证核对。【湿度传感器】内置湿度传感器自动检测腔内湿度，确保腔内湿度不低于45%RH。【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力，确保腔内压力的消毒有效。【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度，确保腔内温度保持在 50 ± 3 的消毒范围之内。【加湿系统】真空状态下的脉冲式加湿，保证腔内的湿度均匀可控；消毒室湿度应控制在相对湿度45%-80%范围内；【残气处理装置】过滤器对粒子直径 $0.3 \mu\text{m}$ 的滤除率，不少于99.5%。【消毒室泄漏率】泄漏率的测定在空载、消毒室温度不变，测试压力为-50kPa，测定时间 1h的条件下进行，测定时间内平均泄漏率 $0.16\text{kPa}/\text{min}$ 。【真空速率】在空载条件下，消毒柜从常压抽真空达到-60kPa的时间应 30min 。【真空系统】采用无油真空泵，简单方便，真空速率快，使用寿命长。【加热系统】采用防爆型电加热装置，更加方便快捷【托盘架】采用304不锈钢托盘架【多种防护功能】设有过压超温保护功能，更加安全可靠。【脚轮】有【报警系统】有高温报警系统，超低压报警系统；当消毒室消毒温度超过 59 时,应能响声报警。【所属类别】第 类医疗器械

您好！欢迎观临厂家店铺，精准规格尺寸请咨询服务热线了解，谢谢