

能够把甘露醇结晶溶解的恒温箱

产品名称	能够把甘露醇结晶溶解的恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-281L 温度:0-100度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联企业以大爱为圆心，注于恒温冷藏设备的制造。幸福的前提是拥有健康，这是我们义不容辞的责任。这多数人来说，健康是一种状态，而对吉纳人来说，健康是一份崇高的事业、一份义不容辞的责任！我们的努

节至更高温度，结晶即可溶解。

4.当甘露醇是处于温度较低的环境，出现非常严重的结晶，而且结晶时间长，这种情况可以把箱内温度调至更快速容积的效果。

2-48 标配系列：FYL-YS-150/230/280L/310L/430L0-100 快速溶解系列：FYL-YS-151L/281/431L

【产品型号】FYL-YS-151L【噪 音】42dB(a)【功 率】120W【电 源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L
为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失。4、箱体采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精准。6、报警保障安全运行8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电加热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。9、采用压缩机，运行稳定。10、可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行静电喷塑处理，可实现双人双管，保物品安全，13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架4个5、钥匙2把

服务承诺：公司拥有的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前为客户做好分离设备的选型。福意联承诺为您提供合格的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买我们的产品对我们的服务有任何建议和意见，可以快捷便利的服务！