

低温固化环氧树脂胶保存冰箱

产品名称	低温固化环氧树脂胶保存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 容积:280升\828升
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

低温固化需要冷藏在冰柜里，保存温度0~-5 ° C ，使用时候，需要放置在室温回温

- 1.请在室温下使用，防止高温。
- 2.产品从仓库中取出后，避免立即开封，应先在室温下放置至少4小时后在开封使用（回温时间与包装大小有关）。
- 3.使用时避免直接接触，应使用手套等保护设备；若接触到皮肤，应立即洗涤。
- 4.充分保障工作场的通风。
- 5.有关产品的安全注意事项，请查阅材料的安全数据资料（MSDS）。
- 6.根据热固化的条件，选择时间长短，一般60~80 ° C的固化温度。

310L/430L/828L/1028L等.福意联拥有冷藏系列(2-8, 2-10, 2-20等)恒温系列(4-38, 2-48, 37,) , 车载冷链运输系列(2 ~ 8, -19 ~ 10, -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物、实验室

低温固化环氧树脂胶保存冰箱参数:规格参数:1.产品型号:FYL-YS-280L2.产品形式:立式3.额定频率:50Hz4.噪声:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高9.外形尺寸:595×570×1445mm10.内部尺寸:520×440×1230mm11.层架:5层可调,可任意调节高度13.温度显示:显示箱体内部温度14.安全锁:安全锁设计,防止随意开启15.报警功能:蜂鸣器报警16.压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品18.箱内湿度:5%~95%RH
YS-280L配置:1:设备一台,2,层架5个,3,说明书一本,4,保修卡一本,5,安全锁,钥匙一套低温固化环氧树脂胶保存冰箱
温度:2-8 外型尺寸:430×480×640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480×490×840mm
温度:2-8 外型尺寸:480×490×840mm 型号:FYL-YS-828L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150mm
温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150mm 恒温系列:型号:FYL-YS-50L 温度:4~38 外型尺寸:480×490×840mm
温度:4~38 外型尺寸:480×490×840mm 型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 外型尺寸:540×550×850mm
温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-230L 温度:2~48 外型尺寸:595×590×865mm
温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L 温度:2~48 外型尺寸:595×695×1445mm
温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm 宽温系列:型号:FYL-YS-151L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm
温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675×1440mm
温度:-12 ~10 外型尺寸:430×480×510mm 型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480×490×840mm
外型尺寸:550×560×850mm 型号:FYL-YS-128L 温度:-30到10 外型尺寸:550×560×850mm 双温区:型号:FYL-YS-95A
温度:-18 ~10 尺寸:791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度:-18 ~10 尺寸:791x483x633mm 型号:FYL-YS-95A
尺寸:791x483x733mm

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:一、产品质量承诺:1、出厂前经严格检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺:在同等竞争条件下,我公司在不降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供优质服务,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别安装,力争满足用户需求。

低温固化环氧树脂胶保存冰箱自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内部温度变化智能电脑温度控制器,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快,设定的温度在