

药品保存箱800-1000升 温度2~8度

产品名称	药品保存箱800-1000升 温度2~8度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	498489.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

冰箱按照原理的不同分为9种：压缩式冰箱、吸收式冰箱、半导体冰箱、化学冰箱、电磁振动式冰箱、太阳能冰箱、绝热去磁制冷冰箱、辐射制冷冰箱、固体制冷冷冰箱。多为压缩式冰箱。

药品保存箱800-1000升 温度2~8度公司-

北京福意电器有限公司自1999年成立以来，以步步优良到位，全心满足顾客，不断提高，以求持续发展的质量方针，企业通过了ISO9001质量管理体系和ISO2004环境管理体系、产品3C及CE等。精良的经营设备，高素质的人员，精益求精的质量理念，确保产品处于优良行列。向外市场提供经久耐用，质量稳定，价格合理的优良产品，以满足外用户的需求。本公司以市场为导向，不断创新，快速发展，年产居同前列，企业位之。产品畅销优良并远销各地，深受外客商的青睐，是广大用户的优良。

药品保存箱800-1000升 温度2~8度产品说明：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，

温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳定优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）

药品保存箱800-1000升 温度2~8度参数：

A、容量规格为1028L；B、搁架层数；5层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，保持恒温，同时有效地保证了物品储存。E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品H、采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启.规格参数【型号】FYL-YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265×680×2115mm【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2~48 【制冷剂用量】R134a(382g)

药品保存箱800-1000升 温度2~8度特点：

优良的温控系统：温感探头，智能微电脑控制。自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度。独特的制冷系统：采用无氟环保制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。强制风循环结构，充分保证箱体内部温度均匀。人性化设计：箱体采用优良结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；安全系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种报警功能，物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门。

药品保存箱800-1000升 温度2~8度相关：药品储存的注意事项：1、家庭不宜大量储存药品药师提醒患者优良好不要在家中大量储备药品，因为如果保存方式不当，很多药品可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等药品。2、不同药品在开封后的保存、使用期限有讲究。例如：瓶装片剂、胶囊剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的药品放在温度不超过30 的情况下可保存28天；眼用药物一般在次开封后使用时间不应超过4周。3. 丢掉药瓶里的棉花和干燥剂棉花及干燥剂是确保药物出厂开封之前的质量的。药瓶未开封前，里面放棉花有两个用途：一是为了避免药物在运送过程中受到碰撞破碎，导致药品粉化；二是阻止水汽进入。而干燥剂则是若有少量水汽进入药瓶时，可将其吸附。药品开封后，棉花暴露空气中易潮湿，干燥剂也失去作用，这时候不扔掉，容易造成药品变质。所以，正确的做法是开瓶后，棉花和干燥剂应立刻丢弃，然后把瓶盖拧紧。4. 药品必须存放在安全的地方。不要让孩子或精神异常者轻易拿到，以免偷服、误服而发生中事故。内服药与外用药一定要严格分开贮存，以免误服。家庭用的消、灭蚊、灭蟑、灭鼠的药绝不与家庭储备药品混放，各种药物也要严加保管以免误服中。5.随

身小药盒的用法。一些患慢优良的患者，尤其是中老年人，习惯随身带个小药盒，装着几种药物，方便服用。药师提醒大家，小药盒密封性较差，保存时要注意防潮、遮光，每次少装点，尽快服用完毕。此外，小药盒存放药物注意不要混药。比如，液体制剂优良好不要与固体制剂放在一起，防止液体制剂破损后污染固体制剂；有挥发性药品优良好不要与无挥发性药品放在一起，防止串味，甚影响疗效，产生化学反应。6.要经常检验药品是否超过有效期或变质。如发现药品超过有效期，药片变色、松散、潮解、有斑点、胶囊粘连、开裂，丸药虫蛀、霉变，糖浆、膏滋类药发霉发酵，药水浑浊沉淀，眼药水浑浊有絮状物等情况时，均应及时处理和更换。

的故障及维修

的故障可分为控制系统故障、制冷系统故障和普通电路故障三种。

1. 压缩机的故障：1) 压缩机既不运转也不制冷，需检查供电线路和温度控制器是否有故障，压缩机本身故障需更换压缩机。2) 压缩机正常工作，但是制冷效果不明显。需检查制冷剂的量是否充足，是否泄漏；其次制冷管是否有阻塞。3) 压缩机频繁开停，需检查是否有蒸发器结霜过厚；温控器感温包固定不牢固；温度调节不当等情况。 [3]
2. 制冷系统故障：1) 电动机不能正常启动且发出嗡嗡的声响，说明压缩机故障。2) 使用时出现间歇性制冷或不制冷现象，可能是制冷管阻塞。
3. 冰箱的**检漏**：卤素灯检漏比较准确，卤素灯以乙醇为燃料，通过观察火焰颜色判断泄漏量。