

实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱

产品名称	实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-128L 温度:低温-20度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱用途公司倡导健康、、、的消费理念，并提供优良、、定制的冷链解决方案,致力于冷链设备和低温冷藏用品树立的冷链理念，提供优良的产品与服务。公司一贯注重,保温科技产品的，拥有一批具备经验丰富的科技人员，在改进主营工艺的同时不断新产品，今已形成四大系列，且有系列产品均检测！

详细介绍

实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱公司-

北京福意电器有限公司引入现代的管理制度，坚持产量的好坏源自于设计阶段的优良理念，同时融入精益求精、尽善尽美的工作态度，打造可靠的产量。产品有医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、恒温冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载样品保存箱。

——实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱用途：

带优良安全门锁，出色的温控性能，设计紧凑，内设4层储物筐，适用于冷冻保存，及其他试剂。适用于、、疾病预防控制、科研、电子、化工、系统、高校实验、生物工程、远洋渔业等。

——实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱参数：

型 号：FYL-YS-128L箱体尺寸（）：550*560*850产品包装（）：580*590*880额定电压：220V额定频率：50HZ额定输入功率：110W额定电流：0.7A耗电量：0.56Kwh/24h噪声： 39dB（A）箱内温度控制

范围：-30 到10 防触电类型保护：I制冷剂/用量:R600a/47重量：30kg

实验-20 低温冰柜 零下20度冰箱产品特点：

1. 的优良压缩机制冷,采用的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。、，，轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小，室内外均可使用。2.本冰箱为立式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;3.流线型设计,采用优良流行流线型造型设计，色彩绚丽，小巧玲珑，尊贵典雅。4.高精度电脑温度控制系统：在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定性，使用更安全

实验室冰箱使用过程中的注意事项:1、冰箱内禁止存放与本实验室无关的物品。2、放入冰箱内的有试剂、样品、质控品等必须密封保存。3、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。4、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果5、若温度超出规定范围，调节温控使其回到正常范围，并进行记录。6、定期清洁冰箱，清洁时切断电源，用软布蘸水擦拭冰箱内外，杀菌，确保柜内清洁卫生。