

Y1430B输尿管镜维修 输尿管镜维修 奥得富维修

产品名称	Y1430B输尿管镜维修 输尿管镜维修 奥得富维修
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

可重复使用的输尿管软镜其最终使用寿命都不会很长。体外补充一下，输尿管镜维修，我们需要重视的一个问题是，Y1430B输尿管镜维修，输尿管软镜会接触到人体黏膜，因此必须使用强力的消毒剂对其进行进行有效的消毒处理。消毒处理一旦出现问题，镜体本身就会存留细菌，会对病患造成交叉的问题。镜体的工作通道必须灌注以的消毒剂对其进行消处理，否则消毒就会失效，同样也会造成交叉等问题。所以使用可重复的输尿管软镜还是会存在一定的交叉风险。输尿管镜维修

目前无论国内国外都开始研究生产一次性的输尿管软镜，以此来减少医院的采购成本，让每一个医生都有机会接触到软镜疗，并且从源头上减少病患之间的风险。当然，此乃后话，现存的可重复输尿管软镜依然有许多问题急需解决，其耐用性便是重要的一点，我们期待未来的科技发展能够为该产品带来革新，造福一方百姓

storz 27001 L 输尿管肾镜 8Fr 长度43cm 可高温高压消毒，5Fr器械通道。

storz 27001 K 输尿管镜 8Fr 长度34cm 可高温高压消毒，5Fr器械通道。

storz 27002 L 输尿管肾镜 9.5Fr 长度43cm 可高温高压消毒，6Fr器械通道。

storz 27002 K 输尿管肾镜 9.5Fr 长度34cm 可高温高压消毒，6Fr器械通道。

storz 27003 L 输尿管肾镜 10.5Fr 长度43cm 可高温高压消毒，5Fr器械通道。

3.8Fr，额外独立冲洗通道，冲洗流量大。

重复消毒致使软镜镜内组织受损输尿管镜维修

因为主要介绍的是可重复使用的输尿管软镜，因而消毒问题不可回避。每次手术过后，输尿管软镜必须要放置在特殊的消毒器械中进行消毒处理，8968.405输尿管镜维修，防止人间出现染的问题。据国外研究数据表明（国内这边暂未找到相关的文献记录），两种不同的消毒过程中（Steris 1TM 和 Cidex OPA），镜体会呈现不同的变化。在甞体系中被消毒的输尿管软镜轴上有12毫米的裂口，内部有297个受损点，分辨率下降了37%。第二种，Cidex的消毒，共有10个受损的点。无论使用哪种消毒设备其都会对镜体本身产生不同的影响。可重复软镜使用次数越多，消毒次数也会随之增加，而镜体受损的情况也会越加严重，致使其使用寿命不断减少。

Y1430B输尿管镜维修-输尿管镜维修-奥得富维修由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。Y1430B输尿管镜维修-输尿管镜维修-奥得富维修是广州奥得富医疗设备维修有限公司（www.aodefufu-med.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪小姐。