

保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38

产品名称	保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司是一家集产品制造、销售为一体的企业。十几年来，“福意联（Fuyilian）”人以振兴民族事业为己任，致力医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、恒温小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等制造和制造，并了多项具有水平的理论和应用成果，经过公司全体员工的多年努力，多个种类，品种上百种。

保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

福意联公司拥有门类齐全，各级搭配合理的人才队伍，经常与国内外进行技术合作的技术交流，不断进行科技**。在国内行业中一直保持着技术引领，产品的优势。福意联公司集科研、销售、服务于一体，设备精良，设计手段，及检验手段完备，实现了CAD计算机辅助设计和信息化管理，具有较强的科研能力，了9001-2000质量和认可，了船用产品型式认可。产品投放市场以来，以的品质，优异的服务，诚信的经营风格，铸造了“福意联”产品福意联公司始终坚持以“高品质、重服务、守信誉”为经营宗旨，以用户满意为追求目标，竭诚为广大用户提供佳的服务。福意联公司为保企业的可持续发展，公司始终坚持以质量为本，以市场为导向，以信誉求发展，以“**和管理”为着力点，以向国内外客户提供高品质和优异服务为宗旨，始终将客户利益放在位。热忱欢迎国内外客户位临本公司！

福意联公司自成立以来坚决以精美的保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38 产品外观设计,认真务实的工作精神,良好周到的后续服务,赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则,“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向,我们将竭诚为您服务,并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”,我们愿与您携手共创高质量的产品!

福意联恒温冷藏设备在智能方面,采用微电脑控制,液晶数码温度显示,显示精度0.1 或者1 (根据机型),采用强制风冷系统,箱内温度每度可调可控,控温范围广泛,即可恒定控制在2 ~8 ,2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列(2-8 ,2-10 ,2-20 等)恒温系列(4-38 ,2-48 ,37 ,0-100),低温系列(-19 ~10 , -25 ~10 , -30 ~10 , -12~10),车载冷链运输系列(2 ~8 , -19 ~10 , -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院所、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备,它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现对物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保储存物品的*性。本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)

保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38 推荐参数:

小型系列

型号:FYL-YS-50LK 单门双锁,温度:4~38 外型尺寸:430×480×510mm

型号:FYL-YS-100L 单门双锁,温度:4~38 外型尺寸:480×490×840mm

型号:FYL-YS-138L 单门双锁,温度:4~38 外型尺寸:540×550×840mm

标配系列

型号:FYL-YS-150L 单门单锁,温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L 单门单锁,温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L 单门单锁,温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm

型号:FYL-YS-310L 单门单锁,温度:2~48 外型尺寸:595×695×1315mm

型号:FYL-YS-430L 单门单锁,温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm

高配系列

型号:FYL-YS-151L 单门双锁,温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38 特点：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。数码温度显示，运行状态一目了然。键盘锁定保护功能，防止随意调整运行参数；、控制系统采用意大利微电脑温控系统。不锈钢搁架，间隔度可调整；、可拆卸门封条设计，方便清洗或更换。执行：GB/T 2423.1 GB/T 2423.24、微电脑控制，温度数字显示，可调整温度恒定在2-48 之间，波动范围小；（传感器故障低温、低电池、开门、系统故障等），物品存放更*；门体配锁，防止随意开门；、可作为冷藏冷冻品解冻、升温箱使用。采用可变功率的PTC发热组件，的控制系统；、多层搁架设计，隔板可自由调节度。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体；、*系统：具有温报警、低温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等报警功能，物品存放更*；、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长恒温箱；、主要零部件全部采用，运行更有保障。

保温柜FYL-YS-138L,温控范围+4 -38

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，谢谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

手术室净化工程公司验收有哪些？手术室净化是现在每家医疗都应该具备的设备，在安装手术室净化工程的时候，完成之后是要进行验收的，那么验收实验室净化工程的验收有哪些呢？下面我们可以了解一下。

手术室净化工程验收需要遵循相关和流程，以保工程验收合格，保正常使用。手术室净化空调系统的调试工作是工程验收阶段不可少的一项重要工作。调试可以及时发现施工中存在的一些缺陷并及时进行整改和修补，调试对设计图纸也是一个重要的验过程。

手术室净化工程中洁净室和空调送回风管道应在安装高效过滤器前达到清洁要求，净化空调系统必须连续空吹12小时以上，空吹后再对送回风管和空调机组内部进行清扫和擦洗干净。

手术室净化工程竣工后建设单位应医疗、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《洁净手术部建筑技术规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收，并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关规范进行检测。