

保冷柜 有效容积79升，温度4

产品名称	保冷柜 有效容积79升，温度4
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联保冷柜 有效容积79升，温度4 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

(2) 净化空调设备

净化空调设备包括高效送风口、回风口、排风机、余压阀以及悬挂式自动门（或手动推拉门）

(3) 电气设备

电气设备包括多功能控制显示屏、机、对讲机、摄像机、室内普通照明、应急照明，以及具有漏电保护功能的电源插座、配电箱。

以上就是净化手术室的设备都分为什么呢，对于这个手术室净化设备大家是否有了解了呢，欢迎大家前来我们公司进行选购！

手术室净化工程有着哪些规章制度，手术室是手术科医师、麻醉师及手术室人员共同工作的场，人员流动量大，为保工作有序，不但各项操作有规程，而且有的工作制度，才能使各科手术顺利完成。

公司是实验室对产品进行分析和检测的仪器，特别适用于材料、食品、、五金等敏感行业中质量监督检测与控制；在理化检测领域中被广泛应用。公司正按照化、股份化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。

保冷柜 有效容积79升，温度4 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保冷柜 有效容积79升，温度4 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明
手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

福意联公司自成立以来，一贯坚持“诚信铸就品质”，坚持以化、化、规模化为经营理念。本公司拥有“勤奋、务实、诚信、**“的企业精神和“勤业、敬业、精业、创业“的员工精神。力争在3-5年内实现“创福受众，福祉传播“的愿景。

福意联公司自成立以来坚决以精美的保冷柜有效容积79升，温度4 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

保冷柜 有效容积79升，温度4 推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保冷柜 有效容积79升，温度4 特点：陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然。多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。可嵌入式设计，节省使用空间1、款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。*报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警）；、外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。制冷剂：无氟制冷剂。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*.....抽屉3层以上，储存更多，更容易区分。开机延时保护功能。宽电压带设计，便于移动。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

保冷柜 有效容积79升，温度4

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优异服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

- 1.凡进入手术室的工作人员，必须穿戴手术室的鞋帽、衣服及口罩，离开手术室时，应更换外出衣及鞋子。
- 2.院外来参观、学习、实习者，须经医教科或护理部，并应有固定地点。
- 3.各科择期手术，应在手术前一日上午10点半以前送手术通知单，急诊抢救手术，可先口头通知，后补手术通知单。
- 4.手术按手术通知单时间进行，必须准时到位，不得随意更改。特殊情况与护士联系。
- 5.术前30分钟接病人，随带病历，并详细核对病人姓名、性别、年龄、床号、诊断、手术部位及药敏试验、术前用药。病员入室后，巡回护士应复查一遍，注意病人手术部位清洁范围，饰、假牙、手表不得带入手术室。
- 6.严格操作技术。手术和有菌手术应分室进行，特殊感染须进行特殊处理。
- 7.室内保持严肃安静，禁止高声喧哗，手术期间不得聊天、看报等。
- 8.严格执行室内卫生清洁处理及隔离、检测制度，落实医疗安全防范措施。