

## 医用干燥箱(手术器械干燥)

产品名称	医用干燥箱(手术器械干燥)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用干燥箱(手术 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

医用干燥箱(手术器械干燥)制造公司是一家销售实验仪器的公司公司拥有高素质的销售队伍，具有的仪器销售和技术服务经验。目前，我们的客户已遍及医疗卫生、石油化工，能源，轻工食品，生物化学的众多科研领域，研究，大学机关也已成为我们的用户，”诚信合作，服务客户“是公司的经营理念。将的技术，高质量的产品和优异的服务应用到各大行业是我们的-使命。

医用干燥箱(干燥)公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用干燥箱(干燥)由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

医用干燥箱/医用器械干燥箱是我公司门为中小型、诊和科研单位等设计制造的干燥设备，内胆采用304镜面不锈钢，箱体外采用钢板喷塑，造型美观新颖。具有超温差保护、数字显示的微电脑温度控制器、带定时功能。控温可靠，热风循环系统由高温风机和风道组成，保持内室的温度均匀，门封条由新型的硅橡胶材料做成，、已更换。在面板上可以调节进气和排气的风量大小。

医用干燥箱(干燥)推荐参数：

单开门设计双开门设计型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：(W×D×H)1267×678×2105mm内部尺寸：(W×D×H)1160×585×1575mm额定频率：50Hz 加热方式：PTC陶瓷加热器  
外箱材料：箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和制冷剂：R134a(382g)  
恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角功

率：360W 循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀  
电压：220V 制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）容 积：1028L  
冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度  
净重：258kg \*性：完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能温度范围：2-48  
每一度恒温调节 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施内箱材料：医用材质（  
不同型号内部材质有区别）保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：  
精制密封条（耐温，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度箱体门部：使用双层强度钢  
化玻璃，保温效果好，透明度\*锁扣：\*双门锁设计，实现双人双管

## 低温设计

【型 号】FYL-YS-128L【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定输入功  
率】110W【箱体尺寸】（W×D×H）545×570×850（mm）【耗电量】0.56kwh/24h【噪声（声功计）  
】39dB（A）【箱内温度可调范围】-30 —10 【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a/47g【净  
重】30kg【毛 重】32kg【功能特点】1、微电脑控温，-30 ~10 范围内任意设定，控温  
；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；3、温度等信息亮数码显示，可随时观察运行情  
况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用优异效压缩机，性能稳定  
，静音，无氟制冷剂，\*；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、  
大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用优异钢板，内胆PS吸附材料一体成型，  
便于清洁；9、密保温层，保温效果好，；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、\*门  
锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、  
合格1张4、上抽屉3个5、下抽屉1个6、钥 匙1套

福意联公司自成立以来坚决以精美医用干燥箱(干燥)产品外观设计，认真务实的工作精神，良好  
周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的  
宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计  
方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

## 型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

北京福意联有限公司不断引进国内外高精尖技术，充分发挥自己雄厚的技术力量，不断研制、新品种，改造老产品，使产品不断升级。在福意联工厂，近30%的员工服务于制造系统，从事各种于医疗、实验室应用相关的产品研究，并坚持将每年营业额的10%投入到支持产品\*\*制造，并建立了与水准同步的制造管理。福意联设拥有符合及的制造管理流程，由委员会对过程进行控制和管理，在有产品过程中按照相关的进行设计，使得产品\*性、可靠性得到充分保障。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

医用干燥箱(干燥)特点：智能温控系统：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间，调节增量为1 。制冷系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。可视透明：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。产品性能：的温控系统：箱体内部3——5个温度传感器，保持箱体内部温度 $4 \pm 1$  稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：的温度控制模块，温度控制精度 $\pm 1$  。独特的制冷系统：

医用干燥箱(干燥)

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工

缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

### 医用干燥箱(干燥)

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

其它拓展体外诊断试剂大部分需要在2-8 间低温冷藏保存，少数品种需-18 冷冻保存，也有部分品种常温保存即可。生产、经营和使用单位应该按照《体外诊断试剂生产实施细则》要求制定贮存和运输管理制度；并根据试剂的品种、性能，实行产品分区、分类存放管理。产品贮存仓库应满足温湿度、防尘、通风、避光、贮存期限规定等要求，应设有温湿度监视与监控设施或设备，并保持监控记录。产品运输过程中满足运输条件，产品包装的规定要求。对需要低温保存的诊断试剂采用能够保运输过程中贮存温度要求的措施，如采用低温冷藏车、冰箱或泡沫塑料箱内放置冰袋等措施。