

## 负20度以下低温冰箱（双人双锁）

产品名称	负20度以下低温冰箱（双人双锁）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	46486.00/台
规格参数	配置:温度显示 品牌:福意联 经销:全国经销
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

-20度双锁低温冰箱（保存菌种）公司-

北京福意电器有限公司坚持市场需求为导向，引进优良系统的服务模式与服务理念，做到专人负责专案，工程师负责咨询，建立了一支、优良的服务团队。从售前、售中售后各个环节处处为客户着想，得到各地客商的好评，在业内享有良好的。

[福意联-李国轩I38 1123 7849 / I38 1130 5308]

-20度双锁低温冰箱（保存菌种）用途：

用于化实验室，细菌、生物冰箱制品、远洋制品等。适用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子、化工、军工企业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。

——-20度双锁低温冰箱（保存菌种）参数：

产品型号：FYL-YS-128L有效总容积：88L冷冻室容积：88L温度范围：-30~10 额定电压：AC220~240V  
额定频率：50HZ制冷功率：110W额定电流：0.7A耗电量：0.56Kwh/24H噪声（声功计）：39dB(A)制冷剂：R600a/47g防触电类型保护：I外形尺寸（W×D×H）：550×560×850包装尺寸（W×D×H）：580×590×880净重：30kg毛重：32kg

-20度双锁低温冰箱（保存菌种）产品特点：

1、采用创圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理。

- 2、内胆采用国产医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消毒处理。
- 3、采用间接制冷和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。
- 4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且使用稳定可靠。
- 5、箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消毒和调节搁板间隔高度。
- 6、箱内设有日光灯照明。
- 7.具有内嵌式安全门锁，保障了存放物品的安全性。

实验室冰箱初次使用时的注意事项:1、检查安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查。3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V、50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会烧毁压缩机。4、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。5、检查无误后，冰箱静置数小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员联系。6、实验室冰箱在存放物品前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入物品，存放的物品不能过多，尽量避免冰箱长时间满负荷工作。

## 实验室低温存储的设备有哪些？

2017-08-25 12:06

### 实验室低温存储的主要内容

#### 1、实验室低温存储的重要性

#### 2、实验室低温存储设备

#### 3、实验室低温存储样品类型

今天我们要和大家分享的是关于实验室低温存储的有关内容，希望对大家的日常销售工作有所帮助。

#### 1实验室低温存储的重要性

#### 什么物品需要低温保存？

1.多数医用试剂、生物冰相制剂、酶、和药品。

2.医院及科研单位需要保存或研究的细菌、病毒或其它动植物标本，及一些特殊细胞、皮肤、脏器或其

它活体样本。

3. 畜牧系统和水产农业保留的优良品种基因或精液。

4. 化工行业对某些电子元件或精密仪器需要低温处理。

5. 普通实验室的标准溶液、对照品等，微生物冰相室的菌种及培养基。

低温保存的意义？

1. 在低温条件下，避免某些药品、生物冰相制剂、酶等受外界环境的影响而变质失效。低温能减慢有效成分的变性或降解。

2. 对于活体而言，低温条件下能减缓细胞的分裂和代谢活动，能在较长时间段内保持良好的原本状态，大大提高了存活率。

2 实验室低温存储设备