

ME-H10高压均质机，国内组装纳米高压均质机，细胞破碎仪

产品名称	ME-H10高压均质机，国内组装纳米高压均质机，细胞破碎仪
公司名称	楚业生物科技（上海）有限公司
价格	66.66/台
规格参数	MORGECE:ME-H10 ME-H10:处理量5-10升/小时 上海组装:合资
公司地址	上海市青浦工业园区盈秀路155-1号
联系电话	021-61539818 17717208402

产品详情

产品型号：ME-H10

产品描述：ME-H10是通用型高压均质机，桌面式设计，配备变频流量系统后，处理量5-10升/小时，最高均质压力可达1800bar.

高压均质机 ME-D10

MORGECE、NanoMizer高压均质机应用

- 1.生物细胞破壁：大肠杆菌、酵母/灵芝孢子、霉菌，藻类、真菌、动植物细胞破碎、
- 2.样品纳米均质化：微乳、脂质体、分散剂、纳米粒、纳米混悬液，脂肪乳以及各种需要油水相乳化等
- 3.化工：化妆品、纳米材料、纳米晶体、纳米乳液、香精香料等
- 4.食品：牛奶、酸奶、豆奶、花生奶。奶粉、天然饮料、果珍饮料、食品添加剂、各种调味品
- 5.石墨烯、墨水、染料、竹纤维、碳纳米管、氧化钛、二硼化钛、氧化镍等
- 6.制药行业：抗生素、中药制剂、浆液制剂、营养保健液、脂质体等

最大进料颗粒尺寸：< 100微米

产量：5-10升/小时

均质级数：一级或两级

最大工作压力：1800bar/27000psi

最小处理量：25ml

马达功率：2.2kW/380v/50hz

重量：120kg

机器特点：

2.2kw的大功率电机，保证高压下稳定工作

超高压设计，压力可达1800bar/27000psi

特殊的进料阀设计，无需排气，直接进料

物料零残留，特别适合原辅料昂贵的药剂类客户使用

变频控制器，可根据要求调节流量，而且不消耗物料，

可根据用户需要选配陶瓷均质阀

所有接触物料管道均为医药级不锈钢材质

均质阀采用氧化锆、钨钢、司太立、单晶金刚石等，使用寿命加倍

配置卫生级医药压力表，无二次污染

均质腔体永久保修、无磨损

所有过湿部件通过电解抛光、符合GMP标准

技术优势：我们的工程师，均有安装调试、维修、培训300套以上

高压均质机、脂质体挤出器、高剪切分散机的经验，我公司保证到现场、一次性解决问题。

我们公司有台式高压均质机，立式高压均质机，脂质体挤出器，少量物料都可以到我公司免费做实验

，
条件允许可以出租样机给客户使用。

小样机是利用单柱塞泵的往复运动，经过进口止回阀和出口止回阀的原理，把物料送工作腔体，产生超剧烈的能量，此能量伴随着剪切、空穴及撞击三效应将固体颗粒、细胞粉碎。