

台湾洛科Lafil200-BioDolphin细胞房抽吸器

产品名称	台湾洛科Lafil200-BioDolphin细胞房抽吸器
公司名称	厦门洛肯仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297之一3006室
联系电话	0592-5323812 15306006803

产品详情

生化废液抽吸系统

品牌：台湾洛科

型号：Lafil200-BioDolphin

产品特点

All in One，省空间Lafil 200 - BioDolphin 整合真空源、废液瓶与BioDolphin废液抽吸套件，提供实验室废液抽吸一体化解决方案，比传统自组系统节省50%空间。

超大容量，节省时间Lafil 200 - BioDolphin 标配4L PP废液瓶，超大容量设计降低清除废液的频率，提升实验效率。另可依需求选购3.5L血清瓶。

人机安全，双重防护Lafil 200 - BioDolphin 多重防护设计，保护操作者安全，更延长机器的使用年限:(1)快速接头设计让废液瓶移除更加简便，也避免倾倒时废液外漏(2)围篱式平台固定废液瓶，避免操作者碰触瓶身而倾倒(3)浮球防溢保护装置，防止废液溢满而吸入主机中

贴心 Lock 键设计BioDolphin 的手持操作器采用人体工学握法，并设计贴心的Lock键，可固定抽吸按键，长期使用相当省力。

单手即可退 tip创新的八爪tip接头设计，只需单手就可以退出tip，使用上非常方便。

特殊多功能放置架独创的多功能放置架可放置所有的配件，并设计集水盒，方便收集残馀在配件上的液体，以利清洁与维护。

配件更换方便配件与手持操作器的结合采用快速插拔方式，可快速更换配件。

可蒸气灭菌BioDolphin 整套设备材质除放置架外，均采用POM及不锈钢材质制作，废液瓶采用PES材料制作，可直接使用蒸气灭菌。

废液抽吸系统：国际认证 欧盟 CE 安全认证 (Lafil 200 主机) IP41防护等级 (Lafil 200 主机) RoHS认证 (Lafil 200 主机)

废液抽吸系统：组合种类

八爪tip接头
不锈钢八爪接头
单手操作八爪tip接头

废液抽吸系统：产品应用

细胞培养废液抽吸 生化实验废液抽吸 实验室各种废液抽吸

基本规格 (AC100-240V):

供应电源：DC 12V, 1.5A 最大真空度：213 mbar / 80 kPa / 600 mmHg 最大流量：10 L/min
抽液速率：17 mL/sec 废液瓶：4L PP瓶 噪音值：< 55 dB 主机重量：2.07 Kg 尺寸(LxWxH): 37.5 x 25.8 x 21.7 cm

材质：主机外壳 - ABS 废液瓶 - PP 手持操作器 - POM 单爪tip接头 - POM 不锈钢单爪接头 - POM / SS304(钢管) 八爪 tip 接头 - POM 不锈钢八爪接头 - POM / SS304(钢管) 配件放置架 - ABS

产品特色： All in One，省空间 超大容量，节省时间 人机安全，双重防护 贴心 Lock 键设计
单手即可退 tip 特殊多功能放置架 配件更换方便 可蒸气灭菌 溢满保护装置

废液抽吸系统：订购资讯

197203-01(02) Lafil 200 - BioDolphin 废液抽吸系统 197200-01(02) Lafil 200
真空过滤主机，美规插头变压器(欧规插头变压器) 199100-00 BioDolphin 废液抽吸套件组 197200-53
4000 ml PP快接真空瓶

*台湾洛科生化废液抽取系统/抽吸器选型参考：

基本型：

BioVac225：流量25L/min、真空度680mmHg、废液瓶1L 150mm单爪吸头

BioVac240：流量40L/min、真空度700mmHg、废液瓶3L 150mm单爪吸头

升级型：

BioVac225Plus：流量25L/min、真空度680mmHg、废液瓶1L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头
150mm单爪吸头

BioVac240Plus：流量40L/min、真空度700mmHg、废液瓶3L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头
150mm单爪吸头 Lafil300Plus：流量20L/min、真空度680mmHg、废液瓶1.2L、手持操作器、八
爪退tip接头、单爪退tip接头 150mm单爪吸头

Lafil400Plus : 流量22L/min、真空度720mmHg、废液瓶1.2L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头
150mm单爪吸头

Lafil100 : 流量1L/min、真空度500mmHg、废液瓶500ml、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头

Lafil200Plus : 流量10L/min (液体17ml/min)、真空度600mmHg、废液瓶4L、手册操作器、八爪退tip接头
、单爪退tip接头、150mm单爪吸头

套装型 :

BioVac225-BioDolphin : 流量25L/min、真空度680mmHg、废液瓶1L、废液抽吸套件组

Lafil400-BioDolphin : 流量22L/min、真空度720mmHg、废液瓶1.2L、废液抽吸套件组

Lafil300-BioDolphin : 流量20L/min、真空度680mmHg、废液瓶1.2L、废液抽吸套件组

Rocker300-BioDolphin : 流量18L/min、真空度670mmHg、废液瓶1.2L、废液抽吸套件组

Lafil200-BioDolphin : 流量10L/min (液体17ml/min)、真空度600mmHg、废液瓶4L、废液抽吸套件组