

供应原装日本岩谷1.5GN-H分子筛厂家

产品名称	供应原装日本岩谷1.5GN-H分子筛厂家
公司名称	磐安恒远制氮机有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本岩谷:产氮率：300L 1.5GNH:颗粒度：1.5 日本:堆比重：670
公司地址	磐安县新渥镇新兴街52号
联系电话	84731427 13706686415

产品详情

本公司销售（可乐丽株式会社）的日本岩谷1.5GN-H分子筛，可乐丽株式会社在日本、中国（2005年8月竣工）都设有工厂，是世界上少数几个年生产力超过3万吨的活性炭生成厂家之一。其碳分子筛以及相关的产品的年销售量超过110亿日元。

1.5GN-H制氮分子筛主要应用于变压吸附（PSA）制氮设备。分子筛是一种新型的非极性吸附剂，具有在常温变压下吸附空气中氧分子的性能，因而可获得富氮气体。采用碳分子筛变压吸附法制氮新技术，其显著的特点是：N₂杂质含量较低，N₂浓度和气量根据需要可任意调节，并可通过精制获得O₂含量小于5PPm，的高纯度N₂。

产品特征

岩谷1.5GN-H碳分子筛的外观为直径较短的柱状体，粒径为1.5MM。岩谷1.5GN-H碳分子筛的包装是蓝色桶身黑色桶盖（净重75kg/桶，均是日本原厂包装）的塑胶桶，并在封盖的铁箍圈扳手上附有一个一次性的插栓。在每个包装桶上都贴有的标签内容：印刷体依上而下是产品名称、牌号、型号、净重、毛重、皮重、生产厂家名称、产地，而在标签中间用油墨盖上的的是该桶碳分子筛的批号。每个批号的碳分子筛，敝司都将提供对应该批号产品的原厂检测报告，上面注明有该批号产品生产完成后检测的日期，以及检测后得到的性能指标。敝司还将提供由日本商会出具的该批号碳分子筛的原产地证明，上面注明有产品名称、型号、批号、数量、产地等成交资料。

同时我公司可提供分子筛制氮机的技术服务和分子筛更换时的技术支持。PSA制氮在国内大量使用已有多年，本公司已成功对苏净、杭氧、天一、飞达、深兰、长江、锋华，博大、瑞气、远大、盛大、创新等国内外数千台次的制氮机进行了更换碳分子筛服务。为客户提供周到有效，称心满意的服务。始终是公司一贯坚持的服务理念。