

-20度立式低温保存箱 零下20度冰箱

产品名称	-20度立式低温保存箱 零下20度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联低温冰柜 配置:数显双锁 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

-20度立式低温保存箱 零下20度冰箱--医疗机构、大专院校、科研院所、各类工厂、卫生防疫、检验检疫、饮食酒楼、畜牧农场等单位作为药品冷藏、物品冷藏、环境试验等设备使用。

20度立式低温保存箱 零下20度冰箱品用途：

可用于科学研究、特殊材料的低温实验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、生物冰箱制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子、化工、生物冰箱工程、高校实验室、*企业、a远洋渔业公司等。

20度立式低温保存箱 零下20度冰箱产品参数：

【产品型号】FYL-YS-50LL 【容 积】50L 【箱内温度控制范围】-12 ~-10 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】430×480×514 【噪声】36dB（A） 【制冷剂/用量】R134a/32g 【产品颜色】白色

【产品型号】FYL-YS-100LL 【容 积】100L 【箱内温度控制范围】-12 ~-10 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】485×490×843 【噪声】36dB（A） 【制冷剂/用量】R134a/70g 【产品颜色】白色

【型 号】FYL-YS-128L 【有效总容积】88L 【冷冻室面积】88L 【额定电压】220V 【额定频率】50HZ 【额定输入功率】110W 【额定电流】0.70A 【箱体尺寸】(W×D×H)545×570×850（mm） 【耗电量】0.56kwh/24h 【噪声（声功计）】 39dB(A) 【箱内温度可调范围】-30 —10 【防触电类型保护】I 【制冷剂/用量】R600a/47g 【净 重】30kg 【毛 重】32kg

-20度立式低温保存箱 零下20度冰箱产品特点：

微电及优良温度控制器，在10 ~ 30 范围内任意设定；

数码温度显示，随时掌握运行状态。

采用无氟环保制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；

无CFC聚氨酯发泡。

箱体采用SPCC钢板静电喷涂；

内壁ABS工程塑料，抽屉式结构，方便物品存放。

开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；

传感器故障报警、高低温报警、声光报警功能，物品存放更安全；

门体配锁，防止随意开门。

-20度立式低温保存箱 零下20度冰箱公司说明：

北京福意电器有限公司致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后，满足医院、实验室、工业、农业等生物冰箱科技实验需求。产品标准化、系列化、多样化，畅销优良各地与国外，深受用户赞扬并多次获得质量信得过明星企业称号。产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

-20度立式低温保存箱 零下20度冰箱产品相关：实验室冰箱使用注意事项：1、冰箱应放置在阴凉通风的位置，四周也应留一定的空间，以利于冰箱通风散热，提高其制冷效率。达到接电的目的。2、新冰箱应静置几个小时后再接电试机，试机前应彻底清洁冰箱内外，打开冰箱门让里面的异味散发干净；3、根据实际需求设置合适的温度。4、直冷式冰箱应定期对冷冻室进行人工除霜，当冷冻室里的结霜厚度超过6毫米后，就应该及时进行除霜了。5、保持冰箱内外的清洁干净，放入冷藏室的食物应用容器或食品袋密封包裹好，避免产生异味。