

口腔一体化小型污水处理设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 口腔一体化小型污水处理设备 |
| 公司名称 | 佛山市卓壹医疗科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 卓壹医疗科技:污水处理设备 028:自吸式 中山:西区 |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街道夏东涌口村石龙北路以东 品冠楼三楼303室（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 18925947481 |

产品详情

污水处理设备有自流和自吸的区别，请根据自己的情况选择，如有不懂请联系我们。如何选择自流款和自吸款
自流型：牙椅的污水经过管道汇总流到污水处理设备，对污水的汇总口高度有要求（一般要求50厘米）以下情况可以选择自流型：一：牙椅在二楼，污水经过管道流到一楼再经过设备消毒流出至排污口二：牙椅的污水汇总口和设备的进水口有高度差（50公分以上）三：在同一层但是调节安装设备处的地坪下沉50公分的自吸型：自吸型设备内部有水泵可以自动进行抽吸水，自吸的安装要求：要求牙椅的污水汇总口和市政排污口在一个水平位置，设备的安装位置和污水汇总口的位置不宜过长，我们建议小于2米，如多于2米请告知掌柜。为什么需要安装污水处理设备？随着小型医疗结构的蓬勃发展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼，商业楼等高层建筑发展，污水处理是否达标将关系到医疗机构能否开办的一项重要依据，由于污水中含有大量的病原生物和有毒物质，根据《国家医疗机构污水排放标准-GB18466-2005》的要求，所有诊所、医院等医疗机构的污水必须经过处理好才能排放至市政管网。工作原理：臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以电解空气为原料，对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。臭氧消毒的特点：臭氧是一种强氧化剂，在一定浓度下可迅速杀灭水中的细菌。没有任何有毒残留，不会形成二次污染，其化学性质特别活泼，被誉为“清洁的氧化剂和消毒剂”。产品特点1.臭氧氧化消毒杀菌，灭菌率达99.9%，消毒2.管道液位控制，实现有水运行、无水停止3.全自动运行，整个设备无需专人管理4.无需土建水池，不用投加药剂，节约成本5.占地面积小、操作简单、便于移动6.无噪音、无化学药剂产生气味7.一次投入、无需后续费用关于预埋件说明。很多客户在门诊装修的时候，都是把牙椅的管道和地砖一起铺设好，但是我们自吸型的产品，有部分管道（水位传感器、球阀、50转20的出水口）需要和您的牙椅的管道在同一水平面，（不是平行）然后在安装污水处理器的时候会出现，要破坏几块地砖的情况。而且这是搞装修的人员也不一定在场这个事情对于装修的水电师傅很简单，对您就不一定哦，针对此种情况，您可以先用我们的预埋件把水位传感器、球阀、50转20的出水水位传感器安装好，且安装在我们设计好的。我们仪器本身是没有配304不锈钢预埋件的。小型医疗污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，不产生后续投资费用。整套设备全自动运行，无需人员管理维护产品特点：1.臭氧发生器，主要使用臭氧杀菌。2.Y型过滤器，可以有效的过滤颗粒物和杂质，每月洗一次即可。资质齐全：营业执照 商标注册证 检测报告 中国环境保护产品认证

消毒产品生产企业卫生许可证产品参数：产品型号：（自吸款、自流款、自排款）额定功率：700W(自吸款) 550W（自流款、自排款）处理水量：15L/MIN 冷却方式：风冷电压和频率：220V/50HZ 产品材质：304不锈钢机器重量：30KG(自流款、自排款) 35KG(自吸款) 机器尺寸：长650X宽380X高560MM 包装尺寸：长680X宽430X高600MM 进水方式：自吸进水/自流进水 执行标准：GB18466-2005国家医疗机构污水排放处理标准 细节展示 不锈钢内嵌拉手：表面不锈钢拉丝做工精美 美观大方 耐腐蚀不生锈 散热风扇：采用滚珠轴承，稳定连续24小时工作，304不锈钢网罩终身不锈防腐耐用。品质工艺：高精度风冷散热：持久性 低噪音 滚珠轴承 冷却性能强 高压放电技术：采用微间隙介质阻挡放电设计 提高性能及可靠性 包装和配件：自吸款配件：传感器1个 信号线1条 自吸口1个 过滤器1个 20mm钢丝管1米 不锈钢管卡4个 50PVC弯头2个 50变32PVC管三通1个 电源线1条 32mm钢丝管1节 50PVC堵帽1个 8厘梅花开口1把 保险管1个 说明书1份 保修卡1份。自流款配件：50PVC弯头2个 50变32PVC管三通1个 32mm钢丝管1节 电源线1条 不锈钢管卡2个 8厘梅花开口1把 保险管1个 说明书1份 保修卡1份。设备优点：1，结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、消毒灭菌（达到99.9%以上）、占地面积小、全自动运行、运行成本低、无噪音、容易达标等优点。2，优化废水处理工艺流程，将沉淀、水质调节、过滤、吸附反应集于一个集水箱，大限度简化了产品结构，便于滤料的更换和沉淀的清理、降低了运行成本。3，整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，操作方便，不需专人管理。4，臭氧比、氯、二氧化氯等具有更强的氧化能力，可以比氯快600-3000倍的速度杀死包括氯不能杀死的所有细菌、病毒等；可将某些重金属离子Pb、Hg等氧化沉淀达到分离的目的；另外臭氧还可降低生化耗氧量（BOD）和化学耗氧量（COD）和脱色、除臭等。经此处理的医院污水，可大大提高排放标准，甚至可返回作为非饮用水再利用，所有桶装水和瓶装水的最后一道工序就是臭氧消毒。售后服务：一、保修期限 壹家福臭氧发生器自用户签收之日起，享受七天内无理由退货，质量问题15天内包退换，整机保修一年，凭借订单编号作为有效凭证，需妥善保管。二、非保修标准产品发生以下情况的，属于非保修范围，需付费维修： 已超过三包有效期限； 因不可抗力造成的损坏； 未经品牌授权的非专业维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进水、事故、改动、拆动、不正确的使用非本机配件，或撕毁、涂改标贴、机器序号、防伪标记等行为。三、退换货政策 自用户签收之日起15日内，发生非人为损坏的性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由用户通过邮寄的方式发送到工厂进行故障检测，如故障属实，可根据客户要求处理退换货以及修理，且来回运费同商家承担。 七天无理由退货需保证产品全新未使用，不影响二次销售，且所产生的物流费（往返）由购买者承担。 七天无理由退货不包含以下行为：人为损坏、包装缺失破损、随机零配件缺失。四、保修政策壹家福臭氧发生器享受一年保修的服务： 至用户购机十五日内出现故障问题，商家承担来回运费给到客户保修处理。 至用户购机十五天后一年内出现故障问题，用户承担发出运费，商家承担寄回运费、给到客户保处理。壹家福臭氧发生器享受一年保修的服务： 至用户购机一年后，若出现质量问题，来回运费以及维修费用在内的所有花费均有用户承担。