

消毒供应室医用清洗纯水系统SDLC-M2R2000

产品名称	消毒供应室医用清洗纯水系统SDLC-M2R2000
公司名称	重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技大厦南翼5楼
联系电话	13368088024 15086785647

产品详情

消毒供应室医用清洗纯水系统SDLC-M2R2000主要功能

1. 预处理器、保安过滤器、高压泵进行水压力监测；
 2. 反渗透运行时各段压力、流量监测，产品水质监测；
 3. 高压泵自动控制启停，纯水箱满水停机，缺水自动运行；
 4. 预处理器前后具备压力监测，自动反冲洗，确保不被堵塞；
 5. 设备自动化控制，智能化程度高，操作简单人性化，无需专人看管；
 6. 设备设有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能，确保设备安全；
 7. ；
 8. 采用蛇形循环的方式输送纯水，可以有效地保证管道不会产生“死角”，从而避免产生死水，保证纯水的品质不发生变化。
- 系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示。
- 设备能够方便和容易地增加膜数，若设备的纯水能调节脚踏巨大的机采用模块化设计和安装。
- ### 消毒供应室医用清洗纯水系统SDLC-M2R2000技术参数

产品型号	SDLC-R-300	SDLC-R-500	SDLC-R-1000
电源	380V 50Hz,1.8KW	380V 50Hz,2KW	380V 50Hz,2.5KW
进水要求	城市自来水，水质符合GB 5749规定，水温5 ~ 40		

纯水产水量 (@25)	300L/H	500L/H	1000L/H
总硬度	< 0.002mmol/L (氧化钙计)		
纯水电导率	15 μ S/cm		
产水水质 (@25)	符合国家卫生部《医院供应室消毒清洗规范》纯水水质要求符合《医院消毒供应中心管理指南》要求 符合《CSSD清洗消毒及灭菌技术操作规范》蒸汽发生器		
主机尺寸	650*640*1600mm	1200*860*1600m	

注：标准型号之外的需求，可根据用户等特殊要求量身定做