

酵素面部精华精华露增长液成分配方检测分析化验

产品名称	酵素面部精华精华露增长液成分配方检测分析化验
公司名称	杭州柘大飞秒检测技术有限公司
价格	150.00/次
规格参数	飞秒检测:成分 齐全:配方 杭州:含量
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座209室
联系电话	0571-13336185021 13336185021

产品详情

酵素面部精华精华露增长液成分配方检测分析化验

客户问题:2017年浙江省张女士买了一个表面有黄色粉末的榴莲,手指触碰粉末后长时间都无法清洗,因此寻求浙江电视台的帮助,看究竟是什么分析结果:通过飞秒检测的科学论证、精准分析,发现该黄色物质是某一工业染料,并非榴莲经销商告知的姜黄素。飞秒从多个方面给予了证据,为客户提供了有利的证据。技术团队及时反映给客户,避免了更多的伤害。

如何剖析化妆品配方?化妆品配方还原率大约多少?飞秒检测有着8年的配方研发检测经验,一般还原率可以达到90%以上,部分特殊样品还原率可以达到85%左右。

服务范围:各种化妆品包括面膜、洗发水、面霜、保湿水、精华液、精油、BB霜、洁面乳、精华液、眼霜、遮瑕霜、洗面奶、睫毛膏、磨面膏、卸妆油、香水、口红、唇彩、指甲油、眼影、眼线笔、腮沐浴露、修容膏、粉饼、眼线膏、眼线液等

服务项目:成分分析,配方还原,配方解密,含量检测,未知物分析,配方改进,主成分分析等

检测周期:7-10个工作日

配方分析方法:对客户寄来的化妆品样品进行综合性实验,定性定量分析得到样品中的成分以及相应比例,并按照相应的比例将这些成分还原,得到一份相对比较准确的配方数据。

飞秒检测不仅在分析技术能力处于国内领先水平,分析精准,后续技术服务咨询对接到位。飞秒一条龙技术服务主要是目的帮助客户研发成功产品,提高企业的市场竞争力、占有有力。

飞秒检测拥有大小分析仪器百余台，其中包括红外光谱（IR）、安捷伦气质联用仪（Agilent GC-MS）、热裂解-色谱/质谱联用仪（PY-GC/MS）、原子发射光谱仪（ICP）、离子色谱（IC）、高xiao液相色谱仪（HPLC）、凝胶渗透色谱（GPC）、差示扫描量热法（DSC）、热重分析仪（TGA）、气相色谱-质谱联用仪、能谱等等多种仪器设备。我们可针对一个样品采用多种分析方法，谱图联用多方面验证样品的配方成分。

杭州柘大飞秒分析技术中心针对每个样品成立由不同领域技术人员组成的分析小组，逐样讨论、设计分析方案，由相关专业经验最丰富的高级工程师担任总负责人，对其相应签发的检测报告永久负责。公司会将客户反馈记录在档，并依此决定该工程师的技术级别及薪酬，飞秒分析技术中心通过这一模式，保证对每个检测报告的准确、神圣和严谨，珍视客户为分析与检测所花的每一分钱。

下一篇：[腮红胭脂唇釉唇彩染唇液成分配方检测分析化验](#)