

隔离乳妆前乳隔离霜蜜散粉成分配方检测分析化验

产品名称	隔离乳妆前乳隔离霜蜜散粉成分配方检测分析化验
公司名称	杭州柘大飞秒检测技术有限公司
价格	150.00/次
规格参数	飞秒检测:成分 齐全:配方 杭州:含量
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座209室
联系电话	0571-13336185021 13336185021

产品详情

隔离乳妆前乳隔离霜蜜散粉成分配方检测分析化验

飞秒检测依托大学为测试平台，拥有多种分析测试手段，积累了深厚的化工产品剖析经验，通过专业、可靠、综合性的分离和检测手段对未知物进行定性鉴定与定量分析，为科研及生产中调整配方、新产品研发、改进生产工艺提供科学依据。

如何剖析化妆品配方？化妆品配方还原率大约多少？飞秒检测有着8年的配方研发检测经验，一般还原率可以达到90%以上，部分特殊样品还原率可以达到85%左右。

服务范围：各种化妆品包括面膜、洗发水、面霜、保湿水、精华液、精油、BB霜、洁面乳、精华液、眼霜、遮瑕霜、洗面奶、睫毛膏、磨面膏、卸妆油、香水、口红、唇彩、指甲油、眼影、眼线笔、腮沐浴露、修容膏、粉饼、眼线膏、眼线液等

服务项目：成分分析，配方还原，配方解密，含量检测，未知物分析，配方改进，主成分分析等

检测周期：7-10个工作日

配方分析方法：对客户寄来的化妆品样品进行综合性实验，定性定量分析得到样品中的成分以及相应比例，并按照相应的比例将这些成分还原，得到一份相对比较准确的配方数据。

飞秒检测不仅在分析技术能力处于国内领先水平，分析精准，后续技术服务咨询对接到位。飞秒一条龙技术服务主要是目的帮助客户研发成功产品，提高企业的市场竞争力、占有有力。

飞秒检测拥有大小分析仪器百余台，其中包括红外光谱（IR）、安捷伦气质联用仪（Agilent GC-MS）、热裂解-色谱/质谱联用仪（PY-GC/MS）、原子发射光谱仪（ICP）、离子色谱（IC）、高xiao液相色谱仪（HPLC）、凝胶渗透色谱（GPC）、差示扫描量热法（DSC）、热重分析仪（TGA）、气相色谱-质谱联用仪、能谱等等多种仪器设备。我们可针对一个样品采用多种分析方法，谱图联用多方面验证样品的配方成分。

飞秒检测对于产品配方研发有丰富的技术经验。我们优秀的技术工程师可用先进的仪器来开发产品、进行质量控制与诊断、成分检测。您的产品在研发前、研发中、生产中、质控中、工业诊断中遇到的所有成分、配方问题，飞秒都可以为您找到问题所在。

下一篇：[清洁面膜去死皮膏润肤霜成分配方检测分析化验](#)