

DNA检材物证保管柜

产品名称	DNA检材物证保管柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	同类产品:生物物证保管柜 容积:150-1028升 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

检材是法医在进行案件分析鉴定时所用的检验材料，它是澄清事件真相和查清案件的重要物证。检验材料是多种多样的，法医学中所指的检材大致可分为体外检材和体内检材。前者主要是指分布于现场未经生物冰箱体吸收、消化和代谢的检验材料。不同的检材其来源、性状和组成不同，拟采用的检材前处理方式及检验方法也有所差别，用不同性质的检材进行检验所得到的分析结果在法医学鉴定中均具有重要意义，如上述检材均可用于法医毒物分析；、毛发、唾液、器官组织等可用于法医物证学检验；、脑脊液、玻璃体液等可用于死后生化学和微生物冰箱学检验；器官组织可用于法医病理学检验；骨骼、牙齿可用于法医人类学检验；现场尸体上及其周围的蝇类等昆虫可用于死亡时间的推断和昆虫毒理学检验。

DNA检材物证保管柜公司-

北京福意电器有限公司自成立以来坚持坚持以精美的外观设计、认真务实的工作精神、良好周到的后续服务，服务于广大客户并赢得良好的。我们坚持以“诚信经营”为原则，“以德敬人、以诚立人”为，以优良的、合理的价格、完善的服务网络，为新老客户提供优良、优良优良、优良理想的产品。

DNA检材物证保管柜产品说明：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）

DNA检材物证保管柜参数：

----- (2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L |
 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8
 | 外型尺寸：480×470×840型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
 外型尺寸：480×490×840-----
 (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-YS-138L |
 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840-----
 ----- (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×865型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×590×1215型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805
 ----- (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L |
 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：1267×680×2145----- (-30~10度系列)
) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850-----

DNA检材物证保管柜特点：

温度控制系统 制冷系统设计，准确微电脑控制，箱内温度恒定控制在2-8 范围内。安全控制系统 直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，保证箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。安全控制系统 多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。安全门锁设计，防止随意开启；人性化设计 内外双门设计，透明中空玻璃外门，透明塑料内门，保温、防凝露效果好。 内设LED照明灯，箱体内部一目了然。超静音设计，低功耗，绿色环保多层搁架设计，

DNA检材物证保管柜售后：

- 1、售前服务：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和咨询服务。
- 2、售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护
- 3、质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修
- 4、维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
- 5、服务迅捷：我公司承诺客户*在接到客户咨询或维修等信息后8小时内做出回应；维修服务在做出回应后48小时内安排人员到达现场

所获得的各类检验结果是法医学鉴定的重要依据之一.需要及时、科学的采集、包装、保存、运送和妥善处置检材；选择适宜的检验方法以及采用科学、可靠的方法进行检验是保证法医学鉴定结论科学性、公正性和权威性的基础。