

# 医用防过敏胶带

产品名称	医用防过敏胶带
公司名称	北京励拓丰盈科技有限公司
价格	9.00/平糜
规格参数	
公司地址	北京市昌平区南邵镇姜屯村中街20号
联系电话	86-010-60781802-8005

## 产品详情

### 药（械）准字

医用防过敏胶布简介外用贴剂是我公司的主要产品，其剂型处于国内领先地位，外用贴剂所需用胶布的质量对贴剂效果影响较大，胶布黏度不稳定、皮肤过敏、皮肤残留胶多、医用胶和药物（如冰片等）发生反应使胶布黏度降低、出汗脱落等问题直接影响贴剂的使用效果，甚至导致贴剂失效。为了提高胶布的质量，我公司从热熔胶、水溶胶、油胶到医用防过敏胶，逐步解决了橡皮膏易过敏、热熔胶黏度不稳定、水溶胶出汗脱落、压敏胶和药物发生反应等众多技术难题。按照gmp标准，建设了一座10万级标准净化车间，引进了一套进口涂布设备，建设了黏度测试、医用胶和药物反应等特殊实验的标准实验室，按照国家药监局《医疗器械生产监督管理办法》建设了标准检验室，制定了一套质量手册和程序文件，选用美国进口医用压敏胶和优质无纺布、pu膜、弹力布等材料，确保了胶布的质量。一、我公司生产的医用胶布特点1、胶布的黏度稳定，贴在皮肤上能保持7天的持粘性。2、胶布的胶体内无溶剂残留，对皮肤无刺激。3、胶体均匀涂布，内聚力较强，皮肤上无（或极少）残留胶。4、选用美国进口医用压敏胶，性能稳定，皮肤不过敏。二、简单测试办法1、将胶布粘贴在关节部位2两天后观察黏度。测试结果：黏度好的胶布粘贴牢固；一般的胶布会从边沿和皮肤逐步脱离。2、将粘贴后的胶布揭去，观察皮肤的残留量。测试结果：黏度好的胶布残留量较少或无残留；一般的胶布会有大量的残留。3、将胶布贴敷30分钟，用淋浴冲洗，观察黏度。测试结果：极少数优质的胶布不会脱落；一般的胶布遇水就脱落。三、我公司可根据客户的要求制作各种形状的膏药胶布贴片。