

瑞辰发酵床菌种

产品名称	瑞辰发酵床菌种
公司名称	潍坊瑞辰生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞辰 型号:发酵床菌种
公司地址	山东省潍坊市奎文区新华路1589号山东半岛大学生创业孵化中心12楼1208（注册地址）
联系电话	151-53603188 15153603188

产品详情

瑞辰发酵床菌种

- 一、垫料原料的选择与配比 禽舍用玉米秸配稻壳（4：6）；猪舍用锯末配稻壳（4：6）。
- 二、发酵床厚度 鸡鸭春夏20厘米左右，秋冬30厘米左右；猪舍50—60厘米，可酌情调整。
- 三、禽舍垫料使用方法 1、按棚舍面积计算好垫料用量，每平方米约用20公斤垫料。如500平方米的棚使用垫料面积约400平方米，那么用料20公斤×400平方=8000公斤垫料。按每吨垫料加入300公斤水溶液（注：每吨垫料加一公斤菌种），堆成1.5米以上高，用塑料布盖上，两天后达到70度，保持一天，然后在棚内直接摊开。育雏上苗时在发酵铺好的垫料上铺上一厘米厚稻壳等新干料，如此操作的好处是上苗6小时后生态床就发热，而且生态床上无毒无菌，促进鸡、鸭幼苗收黄、发育好，增加抗病能力。
2、翻垫料 翻垫料的目的有两个，一是将生态床上的粪便翻入混入生态床中间以供微生物分解发酵，二是将垫料中已生长出的菌体蛋白翻上来供动物拣食，翻垫料次数为：育雏头十天棚内有氨气味时或地面比较粘时就翻一遍，否则可不翻。养到10—20天每天翻一遍，20天后每天早晚各翻一遍（视粪尿集中程度实际情况定。）（用专用翻耙，500平方米半小时就可翻一遍）
3、如在本批养殖过程中棚舍内出现臭、氨气味重时可补撒少量菌种。4、下次使用，将垫料打成1.5米以上的堆，发酵发热到70度以上保持24小时，然后用搂耙将料堆中间的热料向四周扒开，掩盖上没发热发酵好的垫料，在过24小时即可使用‘使用方法同第一次一样。四、猪舍垫料使用方法 每平方米用菌种2两左右，先将菌种用米糠（或麸皮、玉米粉）按1：5以上的比例混合均匀，然后与垫料原料混合均匀（不加水），如要快速发酵升温，可加入鲜猪粪尿或增加接种量。垫料不得有污水渗入，并注意圈舍透气。潮湿处含水量须控制在60%以下。发酵床内层温度一般控制在65 以下，表层在22 以下。
【产品贮藏】请于通风、干燥处储藏。【产品包装】1000克/袋*15袋/件【有效期】24个月