

Cond 7300台式电导率测试仪

产品名称	Cond 7300台式电导率测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Cond 7300 检测:电导率
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Cond 7300实验室台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪

大尺寸多功能LCD显示，例行实验室分析的选择；可测试电导率/温度/盐度/TDS，配套TetraCon?专有4极电导电极，耐污染，可提供非常精确的测试结果。简易经济型 inoLab Cond 720 精致实用型 inoLab Cond 730 标准配置主机、多功能箱、电极、KCL溶液、烧杯、电源变压器、操作手册

结构紧凑、轻便；操作简便；即可放在桌面上，也可选择挂壁式安装

电导率实验室水质监测的重要参数。该参数在制药用水中药典介绍中重要性越来越高。WTW 的inoLab@Cond实验室仪器满足大多实验室测量要求标准。

主要特点

l 特定应用显示

l 触摸式按键带触点和触觉响应

l 电池或AC适配器电源工作

l 操作使用简单结果可靠

l 结构紧凑精度高

I 自动温度补偿

I 多点校准

技术参数

环境温度	保存温度	- 25 ~ + 65
	工作温度	0 ~ + 55
	[us/cm]	0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
	[ms/cm]	0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
电阻率[Mohm*cm]	SAL	0.0 ~ 70.0 , 参照IOT表
	TDS[mg/L]	0 ~ 1999 , 设定因子0.40 ~ 1.00
	T[]	-5.0 ~ +105.0
	T[° F]	+23.0 ~ +221.0
精度 (± 1位)		± 0.5%
	SAL	± 0.1
	TDS[mg/L]	1
	T[]	NTC 30 : ± 0.1
电导常数 (用于设置)		0.010 ; 0.090 ~ 0.110 ; 0.250 ~ 2.500
电导常数 (用于校准)		0.450 ~ 0.500 ; 0.800 ~ 1.200
尺寸重量 (L × W × H)		230mm × 300mm × 70mm , 1.3Kg (不含电源适配器)
数据串口		RS 232 , 电缆线较长15米
电源		电池 : 4节1.5V AA碱锰电池 , 3000Hrs AC适配器
		输入 : 100 ~ 240VAC , 50 ~ 60Hz , 400mA
		输出 : 9VDC,1.5A