

# Cond 7400台式电导率测试仪

产品名称	Cond 7400台式电导率测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Cond 7400 检测:电导率
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### Cond 7400实验室台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪

大尺寸多功能LCD显示，例行实验室分析的选择；可测试电导率/温度/盐度/TDS，配套TetraCon?专有4极电导电极，耐污染，可提供非常精确的测试结果。简易经济型 inoLab Cond 720 精致实用型 inoLab Cond 730 标准配置主机、多功能箱、电极、KCL溶液、烧杯、电源变压器、操作手册

性能稳定，功能齐全；直接连电脑；免费赠送操作软件，互联网免费升级扩展测试功能

电导率实验室水质监测的重要参数。该参数在制药用水中药典介绍中重要性越来越高。WTW 的inoLab@Cond实验室仪器满足大多实验室测量要求标准。

#### 主要特点

##### I 特定应用显示

I 触摸式按键带触点和触觉响应

I 电池或AC适配器电源工作

I 终端GLP文件或可选内置打印机

I 符合药典要求

# I TDS和盐度测量

I 通过PC使用MultiLab@ pilot的外部控制

I 操作使用简单结果可靠

I 结构紧凑精度高

I 自动温度补偿

I 多点校准

## 技术参数

### 终端参数

环境温度

保存温度

- 25 ~ + 65

工作温度

0 ~ + 55

[us/cm]0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999

[ms/cm]0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 500

电阻率[Mohm\*cm]

SAL0.0 ~ 70.0 , 参照IOT表

TDS[mg/L]0 ~ 1999 , 设定因子0.40 ~ 1.00

T[ ]-5.0 ~ +105.0

精度 ( ± 1位 )

± 0.5%

SAL

± 0.1

TDS[mg/L]

1

T[ ]

NTC 30 : ± 0.1

电导常数 ( 用于设置 )

0.010 ; 0.090 ~ 0.110 ; 0.250 ~ 2.500

电导常数 ( 用于校准 )

0.450 ~ 0.500 ; 0.800 ~ 1.200

参比温度

Tref[ ] : 20 ; 25

温度输入

手动[ ]

-5 ~ 100

尺寸重量 ( L × W × H )