

德国wolf狼牌电切镜专用电极84221418422351

产品名称	德国wolf狼牌电切镜专用电极84221418422351
公司名称	佛山市轩科医疗科技有限公司
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文华南路8号保利商务中心1座1306室（注册地址）
联系电话	17620610945

产品详情

狼牌电极 狼牌电切环 狼牌汽化电极 狼牌8422.351关键字：狼牌电切环 狼牌汽化电极
狼牌8422.351狼牌电极 狼牌电切环 狼牌汽化电极 狼牌8422.351
8424.141 8422.151、 8424.151 现货供应德国wolf狼牌电切环

狼牌电极 8424.141 狼牌汽化电极 8424.151 狼牌针状电极

8423.09狼牌球型电极 8422.435WOLF滚筒式电极 8423.02WOLF齿状汽化电极

8423.031 电极切割原理及进化论：从1995年以来，国内开展了经尿道前列腺汽化切除术（TUV P），其结合了经尿道前列腺电切术和激光凝固汽化前列腺的优点，通过汽化电极，切割功率达300W，使前列腺组织汽化，并在组织汽化层下形成凝固层，可有效地减少术中和术后出血，疗效与TURP相似，且具有出血少，切除快，无电切综合征，留置导尿管时间短，安全可靠的优点。进入新千年以后，通过改进汽化电极，将滚筒式电极改为前缘为锐利刃口，后缘纯厚的环形铲式汽化电极后，使切除效率大为提高，再结合TURP，就是经尿道前列腺汽化电切术（TUEVAP）。它结合了汽化和电切的优点，可达到汽化和切割双重作用，其手术方法是先用汽化电极圈快速切除，发挥TUV的汽化和凝固作用，减少出血量，再用电切修整和平整创面，使尿路通畅无阻。具有切除腺体大，手术视野清晰，手术时间短，适应证更广，对高龄危重病人及前列腺体积较大者也可应用，且病人恢复快，住院时间短，所需费用低。是近年来腔内泌尿外科手术的重大进展