

20度双门恒温箱

产品名称	20度双门恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

20度双门恒温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联20度双门恒温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

20度双门恒温箱福意联公司（Fuyilian）注重产品的设计理念，拥有一支的设计团队，针对不同的产品提供个性化的解决方案。我们相信细节决定品质，每一个零件均经过精心设计，每一个组件均经过严格的承重测试，确保医疗设备在使用过程中的*，我们选取的材料均要求，确保产品的符合。福意联公司的诚信、实力和产品质量业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

福意联公司自成立以来坚决以精美20度双门恒温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

20度双门恒温箱本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，*门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制

冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动。

存放油墨的恒温箱：油墨粘度和干燥性对环境温度比较敏感,温度升高,油墨粘度降低,干燥速度相对变快;反之,则油墨粘度升高,干燥速度变慢。另外,环境湿度对油墨的干燥性也有影响。一般来说,油墨的保存温度控制在18~25 是非常必要的。

20度双门恒温箱推荐参数：

【型 号】 FYL-YS-828LD

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB (A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 04、搁架8个
- 5、钥匙2把

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

20度双门恒温箱特点：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，微电脑控温，温度数显，2——48 温度范围内任意设定，控温、优异钢丝浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗，采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长、箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察，控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

20度双门恒温箱选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。为创造，提高企业度，树立企业形象，我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或优异产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

《**标识系统规则》解读

一、什么是**标识？

标识由产品标识和生产标识组成，产品标识是识别注册人/备案人、型号规格和包装的代码，是从数据库获取相关信息的“关键字”，是**标识的必须部分；生产标识包括与生产过程相关的信息，包括产品批号、序列号、生产日期和失效日期等，可与产品标识联合使用，满足流通和使用环节精细化识别和记录的需求。

标识具备性、稳定性和可扩展性的原则。**性是要原则，是确保产品**识别的基础，是**标识发挥功能的核心原则。由于产品的复杂性，**性应当与产品识别要求相一致，对于相同特征的，**性应当指向单个规格型号产品；对于按照批次生产控制的产品，**性指向同批次产品；而对于采用序列号生产控制的，**性应当指向单个产品。

稳定性是指**标识一旦分配给产品，只要其基本特征没有发生变化，产品标识就应该保持不变。当停止销售、使用时，其产品标识不得用于其他；重新销售、使用时，可使用原产品标识。

可扩展性是指**标识应当与监管要求和实际应用不断发展相适应，“**”一词并不意味着对单个产品进行序列号化管理，在**标识中，生产标识可以和产品标识联合使用，实现规格型号、批次和单个产品三个层次的**性，从而满足当前和未来对的识别需求。

二、为什么要建设**标识系统？

医疗技术、是构成医疗服务的三大支柱，涉及声、光、电、磁、图像、材料、力学等行业和近百个学科，是公认的技术产业，具有高技术密集、学科交叉广泛、技术集成融合等特点，代表着一个技术的综合实力。近年来，产业发展迅猛，新技术、新产品层出不穷，产品多样性、复杂性程度不断提升，在流通使用环节无码或者一物多码现象普遍，严重影响了生产、流通、使用等各环节对的**识别，难以实现

有效监督和管理。

标识（Unique Device Identification，简称UDI）是产品的身份，标识系统由**标识、数据载体和数据库组成。为每个产品赋予身份，实现生产、经营、使用各环节的透明化、可视化，提升产品的可追溯性，是监管手段和监管效能提升的重要抓手，对严守**底线、助力产业高质量发展都将起到积极作用。因此，我国**标识系统建设工作急需开展。

标识是监管领域关注的焦点和热点，2013年，监管论坛（IMDRF）发布标识系统指南。同年，发布**标识系统法规，要求利用7年时间全面实施**标识。2017年，欧盟立法要求实施**标识，日本、澳大利亚、阿根廷等也相继开展相关工作，**标识工作不断推进。

2012年，国务院印发《“十二五”**规划》，要求“启动高风险统一编码工作”。2016年，国务院印发《“十三五”**规划》，要求“构建编码，制定编码规则”。2019年，国务院办公厅印发《深化卫生体制改革2019年重点工作任务》，要求“制定**标识系统规则”，经中央全面深化改革委员会第八次会议审议，由国务院办公厅印发的《治理高值医用耗材改革方案》中，明确提出“制定**标识系统规则”。2019年7月，会同卫生健康委联合印发《**标识系统试点工作方案》，拉开我国**标识系统建设序幕。

三、建设**标识系统有什么重要意义？

建立**标识系统，有利于实现监管数据的整合和共享，创新监管模式，提升监管效能，加强全生命周期管理，净化市场、优化营商环境，实现监管与社会治理相结合，形成社会共治的局面，助力产业转型升级和健康发展，为公众提供更加**高效的医疗服务，增强人民群众的获得感。

从产业角度看，对于生产企业，利用**标识有助于提升企业信息化管理水平，建立产品追溯，加强行业自律，提升企业管理效能，助推产业高质量发展。对于经营企业，利用**标识，可建立符合现代化的物流，实现供应链的透明化、可视化、智能化。对于医疗，利用**标识，有利于减少用械差错，提升院内耗材管理水平，维护患者**。

从管理角度看，对于监管，利用**标识，可构建监管大数据，实现对来源可查、去向可追、责任可究，实现智慧监管。对于卫生管理，利用**标识，可强化对医疗用械行为的规范化管理，推动建立健康医疗大数据，提高卫生管理效率，助力健康战略。对于医保，有助于在中**识别，推动实现结算透明化，打击欺诈和滥用行为。

从公众角度看，信息公开和数据共享，让消费者放心使用、明白消费，有效维护消费者合法权益。