

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱

产品名称	融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 发货方式:物流(现货, 1~3日内发)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱广泛适用范围：

福意联融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱是保存药物、酶、激素、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~---8。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱--现在很多手术室的温度一般在23，这增加了患者机体的散热，导致患者的体温下降。在手术室内使用消毒液来消，这些消毒液会吸收很多热量，带走很多热量，导致患者的体温下降，而且手术的时间比较长，手术的切口大，也会导致患者机体内的水分蒸发；患者手术期间用大量的医用盐水来冲洗，患者机体的热量就会散失。

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱参数：

* (2-8度系列) 精密冷藏系列

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430 × 480 × 640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

=====
* (4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

* (2-48度系列) 恒温系列

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

* (2-48度系列) 大型恒温冷藏保温系列

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

* (-12-10度系列) 恒温系列

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12~10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12~10 外型尺寸：480×490×840mm

* (2-8度系列) 小型冷藏保温系列

型号：FYL-YS-100E 温度：2~8 外型尺寸：480×490×840mm

* (-30-10度系列) 低温保存系列

型号：FYL-YS-128 温度：-30~10 外型尺寸：550×560×850mm

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱实际使用案例图片：

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱产品特点：

控制器：微电脑温湿度集成控制器

精度范围：设定精度：温度 ± 1 ，指示精度：温度 ± 1 。

温度传感器：温感传导器。

加热系统：全优良系统，PTC电加热式加热器

除湿系统：采用蒸发qi盘管温度层流接触除湿方式。

制冷系统：全封闭风冷单机压缩制冷方式、原装全封闭风冷复迭压缩制冷方式。

循环系统：低噪音空调型电机。多叶式离心风轮。

保护：恒温设备具有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆之功能。

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱简介：

融化甘露醇结晶箱/甘露醇加热柜/医用恒温箱——公司和实力均达到水平，手术室医用恒温设备的空缺。公司在销售覆盖优良各个地级市。同时自主研发的其他医疗设备远销非洲、北美、东南亚等地区，得到客户的一致认可。今后，本公司还将坚持不懈地为客户提供更优良的产品，更完善的服务，为临床医学诊断事业的发展贡献一分绵力。公司将加大科技投入，加快系列产品与资本运作，以“德为上品，人为”为己任，利用企业的各种资源与优势，诚邀外经销商的，与我们携手并肩合作，为提高人类的生活质量与健康事业作出更大贡献。