

手术室20-55 医用加温柜

产品名称	手术室20-55 医用加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室20-55 医用加温柜公司说明:

北京福意电器有限公司是一家从事设备的经营与销售的全球化的供应商。自1999年创立今，公司已经经历了10多年的发展，积累了丰富的经验和人才。福意联产品主要为满足医疗、食品、化工、科研、实验室、环保等市场需求而设计。为客户提供产品与售后，通过全球经销商网络将产品销往各地。

=====

=手术室20-55 医用加温柜产品用途:

研究表明，术中使用加温药液，可增加病人舒适度,减少了寒战的发生率,对手术室护理有重要意义。福意联手术室恒温箱加温恒温保存相关液体药品，有传感器报警、高低温报警等多重安全防护措施，对于术中综合保温措施有着不可忽视的作用。用于手术冲洗液、甘露醇、医用盐水、B超液、造影剂加温等。

=====

=

手术室20-55 医用加温柜产品参数:

【产品型号】 FYL-YS-150L 【容 积】 150L 【温度范围】 2~48 【额定电压】 AC220V
【额定频率】 50Hz 【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm 【商品重量】 47kg 【气候类型】 N.SN 【制冷剂用量】

R600a(36g)【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

手术室20-55 医用加温柜使用：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室20-55 医用加温柜相关:手术中低体温的原因,从而指导医护人员为患者提供有针对性的保温措施,预防或减少低体温给患者造成的不利影响.方法:对我院手术室2009年1月~2009年6月收治的手术病人,发生手术低体温的32例患者作为观察组,给予常规手术护理并且采取各种保温措施,随机抽取50例未发生低体温的手术病人作为对照组,给予常规手术护理,比较两组手术效果.结果:两组患者均取得良好疗效,观察组术中及术后各种并发症发生率为15.63%,对照组发生率为18.00%,经统计学处理, $P>0.05$,两组患者手术效果无显著差异