

# 生理盐水加热40 的保温箱

产品名称	生理盐水加热40 的保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-280L 发货方式:物流(现货, 1~3日内发)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 生理盐水加热40 的保温箱

福意联企业100L37度手术室生理盐水加温箱不断吸收的技术和理念反复研究设计的一款多功能设备;不仅注重产品的改进革新,更是严控产品质量,建立全方位的,坚持做可靠产品的理念。福意联打造了一支有素质率的,销售和团队,福意联秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨,并且“以品质为基准,以服务求认同,以开拓求发展,以求突破”大力培养和增强员工的自身素质;我们团结一心,心心相印共同努力进步,共同开创属于你我的幸福明天!

围术期低体温是麻醉和手术期间常见的并发症,围术期低温可导致术后伤口感染、凝功能障碍、心管事件等并发症增多。用于术中输入液体,冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率,可减少机体热量的丢失,减少其并发症,促进病人早日康复。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

福意联多温度区间选择: 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联产品的优势: 冷热双系统,透明中空钢化玻璃门,三重报警(断电报警、故障报警、超温报警),双锁结构保障安全。

100L37度手术室生理盐水加温箱优势介绍: 1. 微电脑控制温度数字显示,可调整温度恒定在波动范围小。2. 高精度电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能,-10 ~35 环境温度状况下,仍能够保持箱体内部温度1稳定。3. 设计:采用0压缩机制冷。4. 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀。5.

液体加温柜合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度.6.  
多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间.7.  
低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区;8.  
自动感应灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单.9  
内胆采用不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度.10  
ptc陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡.

型号：FYL-YS-50L 温度：4～38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4～38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4～38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 温度：2～48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2～48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2～48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2～48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2～48 外型尺寸：1265×680×1830mm  
型号：FYL-YS-828LD 温度：2～48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2～48 外型尺寸：1265×680×2150mm

低温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12～-10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12～-10 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

1 定期给每位购买产品的顾客进行回访；（做好客情记录并完整交接工作）2  
尽量把顾客异议和矛盾处理在优良时间、客户家中，而不要带到公司会场，减少；3 遇到客户抱怨，勇敢面对，积处理；

4

医生给客户承诺的内容要及时反馈业务，并及时落实兑现；5  
医生要多上门回访，处理抱怨，避免和投诉；6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的真实数据，同时让工作人员准确掌握客户情况，保仪器促销效果；

目前针对众多医疗提出的医用液体需要加温来保病人输液、冲洗的舒适度，我公司针对医用液体加温领域特别推出的多种型号 医用手术室加温箱很好的帮助了的各个科室的棘手问题。福意联医用手术室加温箱加温液体恒定37度、38 、39 、40 、41 、42 ，有效减少医疗过程中低体温症的发生，很大程度上提升手术护理质量。本加温箱适可加温的有液体、医用盐水（生理盐水）、冲洗液、腹透液（腹部透析液）、造影剂、甘露醇注射液、B超液等。