

# 手术室检测-山东持正

产品名称	手术室检测-山东持正
公司名称	山东持正环境检测技术有限公司
价格	1000.00/间
规格参数	
公司地址	章丘青年创业创新园A座
联系电话	0531-83222682 18865955988

## 产品详情

一、 级洁净手术室和洁净辅助用房检测前，系统应已运行15min，其他洁净房间应已运行40min。在确认风速、换气次数和静压差的检测无明显问题之后，再检测含尘浓度。如果虽未超过级别上限但已大于该上限的80%，则应加大风量重测。

二、 当送风口集中布置时，应对手术区和周边区分别检测，测点数和位置应符合规定；当附近有显著障碍物时，可适当避开。当送风口分散布置时，按全室统一布点检测，测点可均布，但不应布置在送风口正下方。

三、 每次采样的\*小采样量：100级区域为5.66L，以下各级区域为2.83L。

四、 测点布置在距地面0.8m高的平面上，在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时，测点高度在台面之上0.25m。

五、 在100级区域检测时，采样口应对着气流方向；在其他级别区域检测时，采样口均向上。

六、 当检测含尘浓度时，检测人员不得多于2人，都应穿洁净工作服，处于测点下风向的位置，尽量少动作。

七、 当检测含尘浓度时，手术室照明灯应全部打开。

八、 检测仪器应为流率不小于2.83L/min的光散射式粒子计数器。