

# ABS2采血仪原理 铭泰佳信有限公司 秦皇岛ABS2采血仪

产品名称	ABS2采血仪原理 铭泰佳信有限公司 秦皇岛ABS2采血仪
公司名称	北京铭泰佳信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区和平街东土城路12号院怡和阳光C座1502室
联系电话	15201589567 15201589567

## 产品详情

### 动物自动采血仪的相关内容

以下内容由铭泰佳信为您提供，今天我们来分享动物自动采血仪的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

Instech ABS 是为了追求以下三个目标而设计出来的独特产品:

? 证实采的是纯血样品

? 最直接的路径

? 能适用各种大小动物取样

1. 纯的血液样品

同轴感应器设置在流体通道上，可辨别纯血，并确认纯血在编程时间内准确的被收集.

2. 直接的路径

蠕动泵有几个特点优于注射泵: (1)路径短，最直接的路径减少血液被稀释混合，较少的血液被浪费. (2)取样的循环时间短. (3)藉由更换蠕动管路尺寸的大小，取样体积量不受限制.

3. 适用性佳

可选择低漏失或标准模式操作，秦皇岛ABS2采血仪，自行更换采血导管和蠕动管组，

都能常规校准的校正. Instech ABS 可适用于广泛动物物种的采血取样，从小鼠、大鼠到大型动物.

采血量小可到 10  $\mu$ L，几乎没有血液浪费，ABS2采血仪介绍，ABS2 能在一只小鼠身上得到最完整的 PK 研究数据.

### 自动采血仪是相关信息

如果你的实验只针对大鼠，Instech ABS将有更显著的灵活适用性。任何你所选择不同尺寸的导管，都能拿来对这系统做日常自动化的校正。对于老鼠笼子，取样量小，有几种不同的旋转器托架可供你选择，也包括代谢笼。使用2通道旋转器可同时做取样和灌流实验，和做血压测量的工作，或甚至可换上五通道旋转器能同时取血液样品和进行微透析的实验。

自动采血是一项研究工作的投资. 对大部分所有的血液取样工作来说，都能靠它的灵活适用性来完成。

以上就是关于自动采血仪的相关内容介绍，ABS2采血仪原理，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 动物自动采血仪

计算机系统需求 桌上型或笔记型计算机 Windows XP，Vista 或 7，>内存 2Gb RAM，USB 接口

一台计算机同时控制 12 台采血仪

通讯协议 USB 经由 RS-232 接口转换

沟通讯号线长度 标准 6 ft (1.8m); 其它长度也可能使用

电源供应 12VDC，5A; 100-240 VAC input，ABS2采血仪厂家，47-63 Hz

耗电量 每台小于 50 W，计算机用电除外; 建议使用 UPS

重量 11 lbs (5 kg)

尺寸 (W x D x H) 8 x 10 x 5 in (20 x 25 x 13 cm)

1 BD Microtainers 管可选择自行加入 EDTA 或 heparin 抗凝剂

2依 NIH 指导原则，取低于 15% Mice 和 Rats 存活时的血液量 (Feb 2001). 假设: 350g rat 血液量为 22 ml，30g mouse 血液量为

2.2 ml; 低漏失模式下修剪漏失量为 3  $\mu$ l.

想要了解更多动物自动采血仪的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

ABS2采血仪原理-铭泰佳信有限公司-秦皇岛ABS2采血仪由北京铭泰佳信科技有限公司提供。北京铭泰佳信科技有限公司（[www.anatechchina.com](http://www.anatechchina.com)）位于北京东城区东街民旺园31号强佑大厦708。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭泰佳信在医疗器械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。铭泰佳信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铭泰佳信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。