

嵌入保冷柜精控温度为：4 ±

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 嵌入保冷柜精控温度为：4 ± |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:手术室净化工程 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

嵌入保冷柜精控温度为：4 ± 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联嵌入保冷柜精控温度为：4 ± 由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。??????

嵌入保冷柜精控温度为：4 ± 北京福意联有限公司随着经济的迅速发展，福意联引用了的技术和管理经验，了9001：2000质量管理，健全完善了质量管理，对恒温、冷藏产品的设计、、检验和服务以及相关的全过程，进行严格的管理和控制，持续地提高了公司的产品和服务质量，赢得了顾客的信赖，使福意联产品的供应量在国内各大城市以及市场迅猛增长。以”自主**，注务实“为宗旨。福意联全体员工将以企业宗旨为行为准则，共同努力，在经济发展的浪潮中，充分保使用福意联产品的用户无后顾之忧！

福意联公司自成立以来坚决以精美嵌入保冷柜精控温度为：4 ± 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

嵌入保冷柜精控温度为：4 ± :

应用于手术室、ICU、透析科、妇产科、泌尿科、急诊科、等临床业用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可

加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

??????

嵌入保冷柜精控温度为：4 ± 推荐参数：

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 常规性保温柜\保冷柜（国产）： | | |
| 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm |
| 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm |
| 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm |
| 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm |
| 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm |
| 高配保温柜\保冷柜（国产）： | | |
| 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm |
| 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm |
| 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm |
| 嵌入式保冷柜： | | |
| 型号：FYL-YS-66L | 温度：2-8 | 外型尺寸：430×480×640mm |
| 型号：FYL-YS-88L | 温度：2-8 | 外型尺寸：480×490×840mm |
| 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30到10 | 外型尺寸：550×560×850mm |

嵌入保冷柜精控温度为：4 ± 特点：箱体采用优异钢板，经优良防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。自动运行、电脑控温、自动调整、翅片式均匀循环。内置式超温保护、断电报警、开门报警。传感器故障报警，上限超温报警等自诊断技术。设计合理的风道结构，微风气流循环设计。独特的几何腔体洁净设计，保对存放物品主动1的保护。镜面不锈钢内胆，不锈钢电抛光搁板，钢化玻璃内门。款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。热补偿系统：PTC陶瓷加热技术，*稳定；外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。制冷剂：无氟制冷剂。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*、可移动搁架，储存更多，更容易区分。开机延时保护功能。宽电压带设计（187—242V），便于移动。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

嵌入保冷柜精控温度为：4 ± ；

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

行业拓展

净化手术室要依靠验收来分析,净化手术室的验收是我们需要进行的操作的,只有符合的净化手术室才能更好的使用,先手术室净化各种管道,查看官道上安装需要牢固、严密,没有死角。各种过滤器和支撑框架的连接方式需要和风管设备连接更加密实可靠,各种装置上可调节,使用上灵活方便,有良好的密封性。

净化手术室的验收过程中应该对净化手术室内以及走廊等区域进行气压,因为维持净化手术室的气压是保净化手术室的正常通风量,以及空气净化效果的前提与保。其次,要确保净化手术室内的空气都经过过滤、再循环和保鲜处理,这就牵涉到净化手术室空调系统的设计与安装的工程质量考核,进行这一环节的验收需要具备*的空调系统设计与安装*经验。再次,对手术室净化工程的天棚、地板以及门窗等建筑进行验收,净化手术室有别于普通的建筑工程,对天棚、地板、门窗以及墙壁涂料都有着严格的规范化要求;同时对净化手术室内的设施进行运行,如常用的:风淋室、层流罩、无影灯等设施。