

移液器报价 北京移液器 莱普特科学仪器厂家

产品名称	移液器报价 北京移液器 莱普特科学仪器厂家
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

移液器校准步骤

校准步骤

4.1 温度要求：移液器校准时必须在室温条件(25+/-2)下进行。4.2 参照移液器的使用说明，不同刻度10000、5000、1000、200ul必须分别进行校准。4.3 将移液头里的气泡排除，选择好需要校准的刻度。4.4 将一空容器放在精度为0.1毫克的电子天平上去皮。4.5 按加液键，移液器生产厂家，将水加入空容器中称重，北京移液器，记录读数。4.6 按照国标，移液器的校准采用“三点测试（较大量程的100%，50%和10%），每点六次”的规则，而供应商通常会选择两种规则：一是简易校准，移液器公司，也就是两点测试（较大量程的100%和10%），每点四次；二是严格校准，也就是三点测试（较大量程的100%，50%和10%），每点十次。使用者根据自己的实际需求选择一种规则完成测试后即进入计算环节。（根据平均值与实际值间的相对差值进行调节，用工具来拧弹簧卡扣的松紧）

如需了解更多移液器的相关信息，欢迎关注莱普特网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

移液器的相关介绍

莱普特专业生产、销售移液器，我们为您分析该产品的以下信息。

产品特点

- 1、 量程范围从（0.1-10000ul）测值准确，精度高
- 2、 特殊高强度原材料，使移液器坚固耐用，并可整支高温高压灭菌
- 3、 旋钮式锁扣可锁定移液量，防止容量意外改变
- 4、 90度角数字体积显示，使读数更方便、快捷
- 5、 9个不同量程覆盖0.1 μl-10000 μl，能充分满足各种移液需求
- 6、 外型设计符合人体工学，便于轻松掌控，减少手部疲劳
- 7、 轻松旋转计数准确，配备校准工具，移液器报价，方便自行校准及维修保养
- 8、 轻便的卸尖装置，防止交叉污染
- 9、 可适用于大多数品牌吸嘴
- 10、 不同按钮颜色标识适配吸头
- 11、 三年质保终身维修

移液器分类

以下是莱普特为您一起分享的内容，莱普特专业生产移液器，欢迎新老客户莅临。

外置活塞，外置活塞移液器（Transferpettor）由于蒸汽压，密度，黏度不同，在吸取一些高黏度的物质时，如油脂，蛋白等，无法吸取。外置活塞移液器却能胜任。具有与单道空气活塞式移液器一样准确的精度和误差系数。外置活塞移液器适用范围:可以适用于高黏度液体，如蛋白，树脂，高黏度可达50,000 mm²/s，高密度可达13.6g/cm³。可以适用于高蒸汽压的液体，高蒸汽压可达500mbar，无论酒精还是一些碳氢化合物，都能轻松移取。发泡性液体的移取也毫无问题。

移液器报价-北京移液器-莱普特科学仪器厂家(查看)由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司（www.leopardchina.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！