

医用脱脂纱布卷加工 医用脱脂纱布卷 天虹质量上乘

产品名称	医用脱脂纱布卷加工 医用脱脂纱布卷 天虹质量上乘
公司名称	新乡市天虹医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	获嘉县照镜镇西彰仪
联系电话	13569868318

产品详情

新乡市天虹医疗器械有限公司专业生产优质纱布千米卷，纱布口罩等产品，生产的纱布千米卷为白色，医用脱脂纱布卷，无味，柔软度很好，由100%棉脱脂纱布制成，选用脱脂和漂白的先进方式，确保卓越的纯度和吸收性。可以有不同的层数和规格，该产品的密度有:30 * 20、28 * 24、26 * 18、24 * 20，19 * 15，纱布千米卷为一次性灭菌产品，到期时间是五年，纱布千米卷应储存在相对湿度不大于80%，无污染、无腐蚀性气体和通风良好的室内，我公司不仅生产纱布千米卷，还有纱布口罩，纱布卷，医用绷带等等医疗器械，如有需更多关于纱布防尘口罩的朋友请与我公司联系，我公司始终致力于科技的进步和发展，面向市场推出质优、价廉、卓越的产品！诚实做人、诚信做事、秉承重诺、守信的经营理念，竭诚与各界朋友携手合作，医用脱脂纱布卷加工，共创大业！

医用纱布卷平日除了用于临床医用之外，您知道它还有另类的妙用么？下面为您介绍利用医用纱布卷是如何进行发芽试验的。

您听说过发芽试验吗？平常进行发芽试验一般都要在实验室或者哪些地方，还要用到一些专业的器械。下面，就来为您介绍一种日常方便的方法，来看看利用医用纱布卷是怎么进行发芽试验的。

利用毛巾或纱布作发芽床，特别适用于大粗种子。其方法是将毛巾煮沸消毒，医用脱脂纱布卷价格，冷却后沥去多余水分，摊平，将种子匀排在半块毛巾上，大粒种子如玉米、大豆等每块毛巾排50粒，中粒种子如稻、麦则排100粒，其边缘留出3—4cm，再将另半块对折后盖在种子上，并在毛巾对折处放一根竹筷，以竹筷为轴心，将毛巾卷成棍棒状，其两头用线或橡皮圈扎牢，挂上标签，医用脱脂纱布卷厂家，斜放在浅水盘内，放入规定温度的发芽箱里培养。每块毛巾做一份试样，重复二次。培养期间盘中应始终保持有水。到达规定日期，打开毛巾卷。检查和记载发芽势和发芽率。此法的优点是简单方便，通气良好，自动吸水；其缺点是检查不方便，打开时易折断幼根和幼芽。故在检查鉴定时应仔细观察，将人为折断的幼苗作正常幼苗计算。

新乡市天虹医疗器械有限公司生产的纱布卷是由纯棉纱织成的平纹原布，经脱脂、漂白、精制而成的纱布。适用于加工成各种规格的医用敷料和卫生口罩等卫生用品。

我公司位于河南省获嘉县，主营医用纱布、医用脱脂棉、口罩、一次口罩、纱布口罩、医用绷带、和纱布绷带、医用纱布千米卷等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户较早”的原则为广大客户提供优质的服务。

医用脱脂纱布卷加工-医用脱脂纱布卷-天虹质量上乘(查看)由新乡市天虹医疗器械有限公司提供。新乡市天虹医疗器械有限公司(www.xxthyl.com)在医用材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，天虹一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈经理。