

# 放射性核素活度计 东方圆通公司 放射性核素活度计报价

产品名称	放射性核素活度计 东方圆通公司 放射性核素活度计报价
公司名称	北京东方圆通科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区鼓楼南街1-603
联系电话	010-61446422 13301057943

## 产品详情

### CRC-55tR医用放射性活度计技术参数

测试

诊断：计划全1面测试，放射性核素活度计价格，系统存储器

日报：自动调零，自动背景调整，数据检查，准确性和一致性，电压测试

增强：线性，几何，条形QC

核数据

核素键：28个可编程键

系统内存：超过80核素（CAL数量和半衰期）

标准的源数据

系统内存：CO57，钴60，钷133，铯137的标准源

钼-99测定

方法：滤罐或CAPMAC

测量值：Mo-99 洗提，Tc-99m，Tc-99m/Mo-99 比率

PC端口

接口：接口为RS-232和USB

兼容性：标准核医学管理系统

打印机（可选）

接口：RS-232和USB

打印类型：爱普生卷，爱普生滑或的Okidata全尺寸

打印选项：全尺寸测试报告，放射性核素活度计，在打印纸上显示测量结果

电源要求 100-240 VAC (50/60Hz) 的百毫安

东方圆通——专业生产、销售活度计，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，放射性核素活度计价格，急用户之所急，以诚为本，放射性核素活度计报价，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

#### 规格参数

测量范围：活度300GBq (8Ci) 分辨率：0.001MBq (0.01uCi)

静电计精度：优于 $\pm 2\%$  系统精度：优于FSD的 $\pm 0.1\%$

系统线性： $\pm 2\%$ 以内 重复性： $\pm 2\%$ 以内

响应时间：（高活度样品）2秒以内，（非常低活度样品）4-16秒以内

大液晶显示核素名、测量活度、单位、CAL数

可进行钼、锝分析 自动调零

自动扣除本底 可测量PET所用核素

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多活度计的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

#### 活度计的应用范围

活度计广泛用于医院、科研部门。随着核医学的发展，同位素诊断和治的新药不断涌现，新同位素应用不断增加。备有一台性能优良并能测量各种核素的活度计，对医院的长期发展是十分必要的，对用药前的活度检测和质量监控也是必不可少的。

想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！东方圆通竭诚为您服务！

放射性核素活度计-东方圆通公司-放射性核素活度计报价由北京东方圆通科技发展有限公司提供。放射性核素活度计-东方圆通公司-放射性核素活度计报价是北京东方圆通科技发展有限公司 ( [www.orientaltec.com](http://www.orientaltec.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。