

# 南京液体发酵罐 贝朗生物发酵设备

产品名称	南京液体发酵罐 贝朗生物发酵设备
公司名称	贝朗生物工程设备（江苏）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市新坝镇公信桥路138号
联系电话	18052891212

## 产品详情

### 堆肥发酵翻堆机特点介绍

堆肥发酵翻堆机其体积小、工效高、运转稳定，安装灵活、操作简便对场地适应性强，维修简便易于操作。

### 堆肥发酵翻堆机相关配置：

- 1、行走装置是由行走电机、传动齿轮、传动轴、行走链轮等组成。
- 2、动力传动装置是电机、减速机、链轮、轴承座、主轴等组成，它为翻堆滚筒提供动力的重要装置。
- 3、转移车是由行走电机、传动齿轮、传动轴、行走轮等组成，它为翻堆机换槽提供临时运载工具。
- 4、翻堆装置是由链轮、支撑臂、翻堆滚筒等组成。
- 5、提升装置是由卷扬机、联轴器、传动轴、轴承座等组成。

### 发酵方法

目前研发的中药发酵微生态制剂已经在中药产业广泛应用。

固态发酵：采用移动发酵技术，使用经过严格筛选的中i草药物粉末，接入菌种和纯净水，装入包装袋，

进行厌氧发酵。发酵后为酸甜味的潮湿粉末。即提高了药效，还保证了有益菌的活性。

液态发酵利用小型全自动发酵罐，将中药微粉与菌种加入发酵罐，进行发酵，利用中草药及活性有益菌的共同作用，在预防治疗流行病中起到重要作用。

## 服用方法

每天3—4两，可分2次喝，如早饭和午饭后，或午饭和晚饭后，每次100mL即2两左右，每次服用都在饭后10—30分钟时，这时胃酸最低，活菌受胃酸影响最小，从而顺利到达肠道发挥作用。

## 保存和加热方法

(1) 加热：冬季怕凉的病患可以把饮品倒在不锈钢杯里，用个大碗装上刚烫手的热水，不超过42-45度，把杯子放进去热一下再喝。不可高温加热，会造成活菌活性下降。

(2) 保存：最适宜保存在0—10度下。在0—10度下存放20天时活性下降10%；在0度以下冷冻存放60天时活性下降10%。)说明在冷冻时可保存2个月。

在0—10度时20天时效果只降十分之一，在10—20度常温下放20多天是没有问题的。

## 杀菌罐如何争取使用操作

罐头厂一般采用卧式杀菌锅，在常温开水中加热杀菌。该装置可通过引入压缩空气进行反向灭菌。如果在水箱中进行冷却，则将泵送入水箱顶部的喷嘴(或水循环系统)。在灭菌过程中，水箱内的压力超过了容器内的压力，因为加热可以增加水箱内的温度。因此，为了避免灭菌玻璃罐的加压和脱扣，锡的两端可以鼓起来，必须施加一定的压力，特别是对于肉类罐头的高温灭菌。采用负压灭菌，利用压缩空气增加罐内压力，防止凸罐和盖子跳脱，其操作要点如下:由于压缩空气是不良导体，而蒸汽本身具有一定的压力。因此，当温度在消毒的过程中，空气被压缩，液体发酵罐，但只有保温和灭菌的温度达到后，打开压缩空气进锅时，加入0.5 - -0.8 tm锅。灭菌后，当冷却和冷却，停止提供蒸汽和媒体进入冷却水喷淋管。压缩空气的压力用来补偿由于温度的降低和蒸汽的凝结而减少的内力。在灭菌过程中，应注意初次排气，然后释放蒸汽，使蒸汽循环。它还每15-20分钟释放一次空气，以促进热量交换。但是必须遵守灭菌条件的规定，按照一定的程序，灭菌温度和压力灭菌，灭菌时间长度和灭菌规模等所有罐头产品的灭菌操作，如有具体规定。

南京液体发酵罐-贝朗生物发酵设备(在线咨询)由贝朗生物工程设备(江苏)有限公司提供。“生物工程设备,发酵罐,压力容器,管道,阀门加工,制造”就选贝朗生物工程设备(江苏)有限公司(www.jsbeilang.com)，公司位于：江苏省扬中市新坝镇公信桥路138号，多年来，贝朗生物坚持为客户提供好的服务，联系人：丁献忠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝朗生物期待成为您的长期合作伙伴！