

# 毛发毒品检测仪【合创物联】兰州毛发毒品检测仪代理费

产品名称	毛发毒品检测仪【合创物联】 兰州毛发毒品检测仪代理费
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

## 产品详情

毛发毒品分析仪器具备样品处理简单，快速准确，稳定性好，灵敏度高等特点，毛发毒品检测仪是一种简单方便的检测仪器，那么毛发毒品检测仪都具有什么优势呢？

毛发毒品检测仪的优势：

1. 多维度检测：全生物样本（毛发，唾液，尿液等）中常见毒品，提高相处办案精度。
2. 高通量检测：1小时内可完成200个人员样本检测。
3. 超高灵敏度：灵敏度可达0.1ng/mg。
4. 特异性好：样本颜色、高离子盐、高PH值、高对结果判读无影响。

【合创物联】拥有一批高素质的员工，员工们都奋发努力，扎实工作，生产更加高质量的毛发毒品检测仪等产品，以实干的精神创造更加高效的企业。

一般常见的毒品检测大致是有：尿液检测、唾液检测、血液检测、毛发检测。

尿液检测主要特点是快速、方便、便于携带等。唾液检测会比尿液检测更加灵敏，而且唾液检测同样有操作便捷、快速的优点，相对于尿液检测的方式来说，唾液检测的方式更易于被患者接受，而且唾液检测比较不受场地和性别的限制。血液检测能弥补尿液、唾液检测的一些缺陷，但对时效性要求更高，因为血液里毒品成分的代谢非常快。毛发检测具有较长的时效性，检测人员可以根据头发的长度反映其几周至数月的服用毒品情况，因此也可用作成瘾程度检测。

尿液、唾液、血液检测类适用于短期内，而毛发毒品检测仪则适用于长时效检测，两者如能相结合，就能准确无误得出结果，即不冤枉人，也让隐藏在身边的服用毒品者无话可说。

【河南合创物联信息科技有限公司】是一家致力于先进毒品检测研发、销售及服务为一体的高科技企业，不断的研究市场上先进的技术手段，生产的毛发毒品检测仪等产品有着非常好的使用性能，如果您有需要的话，欢迎来电咨询。

华高毛发毒品检测仪检测流程：

先：点击“测试”按钮，进入测试页面，

下一步：点击“编辑”按钮，填写被检测人信息

下一步：编辑好被检测人信息后，点击“返回”重新进入检测页面

下一步：点击“扫描条码”，把检测卡条放到一维码读头5cm处，听到“滴”声后，将检测卡条插入检测孔

检测孔朝左边（如图），将检测卡条推至检测孔底部，点击测试按钮，机器自动检测，过程7-9秒。

下一步：检测完成后，点击打印即可，设备顶端有内置打印机，可以实时打印结果。