

药房甘露醇恒温箱

产品名称	药房甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:150-1028升 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

药房甘露醇恒温箱用途:

甘露醇是临床上普遍用于治疗颅脑疾病、脱水、降低颅内高压的药品.护理管理中规定,抢救车内的甘露醇,必须无结晶完好备用,每班交接并记录.临床发现甘露醇经过一段时间,均会出现不同程度的结晶,尤其在天气寒冷的季节更容易结晶.传统的解决办法是用热水化开结晶,不但影响患者抢救和治疗,还无形中增加了护士的工作量.福意联甘露醇注射液防结晶保存柜,可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,防止结晶现象的发生。

药房甘露醇恒温箱公司说明--

福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足,制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项指标完善的恒温冷藏保存设备。质量优良,竭诚服务,是我公司多年来奉行的。遍布优良的销售网向广大用户提供咨询、产品选型、三包、检修等全方位的服务,使您无后顾之忧。本公司主要产品有:,-20 冰箱,恒温培养箱,实验室冰箱,实验室恒温箱,干燥柜,车载冷藏箱,冷链运输箱,医用液体加温箱,手术室恒温箱,手术室保温柜保冷柜等一系列产品。广大用户和经销商欢迎咨询。

药房甘露醇恒温箱参数:-----产品型号

容积大小 温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48

外型尺寸:595 × 680 × 1805-----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 860型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 1440型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 675 × 1795-----

药房甘露醇恒温箱使用说明:

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调25度以上，防止甘露醇再次结晶。

药房甘露醇恒温箱特点:

1.“福意联”微电脑智能恒温箱内部始终保持您的设定温度。本产品采用国产主板，优良优良配件，使其制热迅速，加热均匀，温度恒定优良。迷你的外观设计，的实用功能。

全频控制，集变频、降噪、节能、速冻等于一身，性能更优化。

2.超大、超豪华设计，尽显尊贵。

3.电脑温控人工智慧。

4.轻触式感应键设计，尽享尊贵。

5.2-48度自由调节立体风冷设计均匀制冷保温效果更好。

药房甘露醇恒温箱相关:甘露醇注射液，适应症为1.组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。2.降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备。3.渗透性利尿药。用于鉴别前性因素或急性功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性小管坏死。4.作为辅助性利尿措施治疗病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时。5.对某些药物过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止毒性。6.作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术。7.术前肠道准备。

勤发发