

# 黑龙江毛发毒品分析仪在线咨询 毛发毒品分析仪【合创物联】

产品名称	黑龙江毛发毒品分析仪在线咨询 毛发毒品分析仪【合创物联】
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

## 产品详情

华高毛发毒品痕迹定量分析仪参数：

- 1、彩色显示屏：采用5.5英寸触摸屏。
- 2、锂电池供电：内置锂电池7.4V / 4000mA充电功能，并在面壳上带有充电指示显示灯
- 3、升级与数据导出：产品带有miniUSB口，此口可用于软件升级和数据导出。
- 4、数据传输：4G，Micro USB
- 5、条码识别：产品带有条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。
- 6、打印功能：内置热敏打印机，58mm，检测完成后可即时打印检测结果
- 7、结果存储：>10000个（定量数据）
- 8、工作环境：  
操作温度：5 ~ 30 ；相对湿度： 80% ；大气压：86 kPa ~ 106 kPa
- 9、检测速度：<10s
- 10、界面语言：中文和英文，其他语言可扩展（部分语言除外）
- 11、结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除
- 12、样本类型：毛发、/血浆、全血、尿液、其他，可在仪器界面选择样本类型

13、机器外观：颜色：蓝；

14、产品规格：255\*100\*60

15、定标曲线：定标曲线存储在ID卡(ID卡容量4K)，支持10条标准曲线，拟合方式12种（实验软件中），内置于用户实验软件。

毛发毒品分析仪的使用非常的方便，而它这么有优势，还有一点就是因为毛发检毒时效性较长。

毛发作为一个特殊的载体，不仅可以承载各种微量信息，而且可以长时间保留，毛发检毒的实效为15-180天，也就是说只要服用过一次毒品，在实效期内做毛发检测，都会判定为阳性。原则上讲，只要头发够长，多久都可以检测到。

【河南合创物联信息科技有限公司】是一家专业研发、销售毛发毒品分析仪的公司，产品能够满足相关部门对毛发中常见毒品的快速准确的检测，该仪器实现将定性定量结果、数值快速打印，为禁毒工作人员现场查验处置提供依据，有着非常重要的作用。

为了方便禁毒人员的高效率办公使用，合创物联推出了一种简单快捷高效的手持式毛发毒品检测仪，目前毛发毒品分析仪已被很多的有关禁毒部门所使用。

毛发毒品分析仪适用于毛发品的快速半定量检测，手持式设备携带使用方便，适用于现场、无固定场所抽查、等大量样本初筛工作。毛发毒品检测仪识别、位置定位、生物识别、云端数据库上传等诸多强大功能，是目前全世界更高效的毒品痕量检测仪。

【合创物联】生产的手持式毛发毒品分析仪非常的实用，是很安全可靠的一种高科技产品，欢迎新老客户莅临指导。