

尿碘检测仪碘元素检测仪DAT50S（疾控专用）-塞克陆德医疗科技有限公司

产品名称	尿碘检测仪碘元素检测仪DAT50S（疾控专用）-塞克陆德医疗科技有限公司
公司名称	长沙塞克陆德医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:尿碘：10-1200g 线性:相关线性系数0.9992 灵敏度:最小响应值 0.8ug/
公司地址	湖南省长沙医药健康产业园
联系电话	0731-86243116 18692223012

产品详情

适用于医疗卫生、疾病预防机构、商检质检、科研单位等；

独家采用7点定标，检测样本位50个；

独创检测超光值计算，检测范围：下探到0.8ug/L；

设备定标R值 > 0.9992，变异系数CV < 6%；

1. 性能特点:

自动化：无需前消化处理，样品自动检测、自动统计分析、数据自动上传；

更智能：独立定标、AI智能修正、条码扫描、自动生成曲线图、质控图；

更便捷：支持急诊插入、随到随测功能；

多领域：支持尿碘、水碘、盐碘、血碘、粮食碘、土壤碘等多种含碘物质检测；

应用广：应用于医院、健康体检、地病疾控、大专院校、各相关检测机构；

2. 技术参数:

检测范围：尿碘：10-1200g/L；水碘：0.8-100g/L；盐碘：5mg/Kg ~ 200mg/Kg

· 线性：相关线性系数0.9992以上

- 灵敏度：最小响应值 0.8ug/L的碘含量
- 零点漂移：要正常使用情况下，基线漂移 2%
- 重复性：相对偏差(RSD) 6%
- 批间差：对不同批次产品中碘标准溶液分别进行十次重复测试,批间差 (Sb) 5%
- 全自动：使用者只需加入待测样品，整个分析过程仪器自动完成
- 准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内
- 稳定性：同一批次测量100 μg/L的碘标准溶液，6个月内误差值 9 μg/L
- 安全性：电气安全符合GB4793.1的适用要求