

厂家直供上海嘉鹏台式三用紫外分析仪 ZF-6 多功能紫外分析仪现货

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直供上海嘉鹏台式三用紫外分析仪 ZF-6 多功能紫外分析仪现货 |
| 公司名称 | 苏州海思源仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:嘉鹏 型号:ZF-6 种类:三用紫外分析仪 |
| 公司地址 | 苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦1号楼204室 |
| 联系电话 | 0512-67158275 13732628349 |

产品详情

产品介绍 Overview

台式三用紫外分析仪ZF-6基础型：紫外波长：254nm、365nm，台式三用紫外分析仪ZF-6紫外滤光片：200×50mm，可见光：4W×1支，紫外灯管：6W×2支。

台式三用紫外分析仪ZF-6，又称紫外线分析仪、食品包装荧光物质检测仪、纸张荧光物质检测仪、荧光紫外快速检测仪、荧光增白剂/食用菌类荧光紫外快速检测仪、荧光增白剂、食用菌、硝基咪喃代谢物紫外快速检测仪、暗箱式纸张紫外分析仪、荧光物质检测仪、紫外检测仪，主要应用于：生物遗传工程，分子遗传学，医学卫生，生物制品，卫生防疫，嘉鹏科技，染料化工，石油化工，纺织行业，公安政法部门，文物考古部门，凡需要进行荧光分析检定的部门都可使用。

- 1、在科学实验工作中它是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等。
- 2、在生产和研究中，可用来检查生物碱，维生素等各种能产生荧光药品的质量，它特别适宜作薄层分析，纸层分析斑点检测。
- 3、在染料涂料橡胶、石油等化学行业中，测定各种荧光材料，荧光指示剂及添加剂，鉴别不同种类的原

油和橡胶制品。

- 4、在纺织化学纤维中可以用于测定不同种类的原材料如羊毛、真丝人造纤维、棉花合成纤维，并可检查成品质量。
- 5、在粮油、蔬菜、食品部门可用于检查黄曲霉素等食品添加剂，变质的蔬菜、水果、可可豆筋、巧克力、脂肪、蜂蜜、糖、蛋等的质量。
- 6、在地质、考古等部门可起到发现各种矿物质、判别文物化石的真伪。
- 7、在公安部门可检查指痕测定、密写字迹等。
- 8、农产品及食品加工、储藏、海关出入境、畜牧、科研、流通等域现场批量快速检测，或超市、商场食品的质量控制部门。

产品特点 Features

采用全封闭环保型分子强度ABS材质,注塑模具次成型，牢固、美观。

设置三个开关键，分别控制254nm、365nm、可见光。

该机具有消耗功率小，热量低，可长时间连续使用，随开随关。

纳米医疗紫外线灯，距离样品20cm紫外线强度达到20 μ W/cm，符合计量标准。

行业创获得实用新型，号：2012205175136

技术参数 Specifications